

CONSOMMABLES DÉDIÉS AUX SYSTÈMES DE PRODUCTION D'EAU MILLIPORE



franceeau
Eau pure et ultra pure

Qui sommes-nous

Depuis plus de 20 ans, FRANCE EAU s'impose comme un acteur majeur dans la purification de l'eau. Aujourd'hui, elle est un fournisseur de référence pour ses clients sur l'ensemble du territoire. Son positionnement à contre-courant, en fait une entreprise à part :

FRANCE EAU ne vend pas que du matériel, FRANCE EAU fournit des solutions.

Cette démarche nous permet de proposer des **solutions globales**, toutes marques, toutes applications, **pour le laboratoire comme pour l'industrie**.

Nous pouvons ainsi proposer aujourd'hui à nos clients :

Une gamme complète de purificateur de laboratoire



Une vaste sélection d'eaux conditionnées



Un service de régénération de résines échangeuses d'ions



Des systèmes de production d'eau déminéralisée



Des solutions industrielles à façon, fixes ou sur châssis mobiles



L'ensemble des consommables existants pour tous les systèmes du marché



Original

Consommable compatible sans restriction

Consommable compatible après mise à jour du software

Consommable compatible après changement du support de fixation

Consommable compatible après mise à jour du software et changement du support de fixation

Ce catalogue présente la **gamme des consommables pour les appareils Millipore** que nous proposons.

La gamme est composée d'originaux et de modèles compatibles. La légende ci-dessous présente les **différentes compatibilités**. Certains consommables sont adaptables sans restriction, certains nécessitent le remplacement du support de fixation (fourni avec le consommable, ce changement est réversible), d'autres nécessitent une mise à jour du software (effectuée gracieusement par les équipes de **FRANCE EAU**), enfin, les derniers sont des originaux Millipore.

Ces modifications sont réalisées gratuitement par nos techniciens

Cartouches

	Références Millipore	Références France eau	Désignation	Prix HT
	CP2ALLRES	MLP-GEN-CP2ALLRES	EQUIVALENT - CARTOUCHE QGARD A	371,20 €
	CP4ALLRES	MLP-GEN-CP4ALLRES	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE POUR AFS 10/18/30/60	727,40 €
	CPDI000L1	MLP-GEN-CPDI000L1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DI PACK GRAND MODELE	286,20 €
	CPMB01202	MLP-OR-CPMB01202	CARTOUCHE DE POLISSAGE ION-EX, 30 CM	510,60 €
	CPMB02202	MLP-OR-CPMB02202	CARTOUCHE DE POLISSAGE ION-EX, 55 CM	960,50 €
	CPMQ004D2	MLP-GEN-CPMQ004D2	EQUIVALENT - Q PAK 2 – CARTOUCHE DE PURIFICATION – ALIMENTÉE EN EAU DÉMINÉRALISÉE	986,30 €
	CPMQ004R1	MLP-GEN-CPMQ004R1	EQUIVALENT – Q PAK 1 CARTOUCHE DE PURIFICATION – ALIMENTÉE EN EAU OSMOSÉE	967,90 €
	CPMQK05D2	MLP-GEN-CPMQK05D2	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE PURIFICATION QPAK 1	1039,40 €
	CPMQK05R1	MLP-GEN-CPMQK05R1	EQUVALENT - KIT COMPRENANT CARTOUCHE DE PURIFICATION QPAK1 + FILTRE 0,2µM	1039,40 €
	CPR0NP402	MLP-GEN-CPR0NP402	EQUIVALENT - CARTOUCHE RO-PAK C	653,50 €
	PROG00002	MLP-GEN-PROG00002	EQUIVALENT- PACK DE PRETRAITEMENT PROGARD 2 GRAND MODELE	418,10 €
	PROG00003	MLP-GEN-PROG00003	EQUIVALENT - PROGARD 3 PURIFICATION PACK	352,70 €
	PROG000S1	MLP-OR-PROG000S1	PACK PROGARD S1 PRETRAITEMENT COURT	313,30 €
	PROG000S2	MLP-GEN-PROG000S2	EQUIVALENT - PACK PROGARD 2 PRETRAITEMENT LONG	480,90 €
	PROG000T3	MLP-GEN-PROG000T3	EQUIVALENT - PROGARD TL3	440,30 €
	PROG0T0S2	MLP-GEN-PROG0T0S2	EQUIVALENT - PROGARD S2 - PRETRAITEMENT PACK	473,60 €
	PROGMPK02	MLP-GEN-PROGMPK02	EQUIVALENT - KIT PACK PROGARD 2 AVEC FILTRE EVENT 01 POUR RESERVOIRS DE 30/30/100 LITRES - PROG00002+TANKPMK01	561,00 €
	PROGMPKS2	MLP-GEN-PROGMPKS2	EQUIVALENT - KIT PACK PROGARD S2 AVEC FILTRE EVENT 01 POUR RESERVOIRS DE 30/60/100 LITRES PROGOTOS2+TANKPMK01	620,20 €
	PROGTL0S1	MLP-GEN-PROGTL0S1	EQUIVALENT - PROGARD TL1 -CARTOUCHE DE PRETRAITEMENT	553,70 €
	PROGTLC0S1	MLP-GEN-PROGTLC0S1	EQUIVALENT - PROGARD TL1-C – CARTOUCHE DE PRETRAITEMENT	553,70 €
	PRPK00001	MLP-GEN-PRPK00001	EQUIVALENT - PACK DE PRETRAITEMENT PREPAK1 - vendu par 2	497,00 €
	PRPK0L0S1	MLP-GEN-PRPK0L0S1	EQUIVALENT - PACK DE PRETRAITEMENT PREPAK L1	522,80 €
	QGARD00B1	MLP-OR-QGARD00B1	CARTOUCHE DE PURIFICATION Q-GARD® BORE	627,70 €
	QGARD00D2	MLP-GEN-QGARD00D2	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE PURIFICATION QGARD2	379,80 €
	QGARD00D3	MLP-OR-QGARD00D3	CARTOUCHE DE PURIFICATION Q-GARD® 3	495,80 €
	QGARD00R1	MLP-GEN-QGARD00R1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE PURIFICATION QGARD1	379,80 €
	QGARD00VX	MLP-OR-QGARD00VX	CARTOUCHE DE PURIFICATION Q-GARD® VX	975,30 €
	QGARDT1X1	MLP-GEN-QGARDT1X1	EQUIVALENT - QGARD T1 - PACK PURIFICATION - Alimenté en eau osmosée	522,80 €
	QGARDT2X1	MLP-GEN-QGARDT2X1	EQUIVALENT - QGARD T2 – CARTOUCHE DE PURIFICATION - ALIMENTÉE EN EAU DÉMINÉRALISÉE	522,80 €



Cartouches





	Références Millipore	Références France eau	Désignation	Prix HT
	QGARDT3X1	MLP-OR-QGARDT3X1	CARTOUCHE DE PURIFICATION Q-GARD® T3	615,40 €
	QGARDTL01	MLP-GEN-QGARDTL01	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QGARD TL	573,30 €
	QPAK00TEX	MLP-GEN-QPAK00TEX	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QPAK TEX	468,60 €
	QPAK00TEX	MLP-OR-QPAK00TEX	CARTOUCHE DE POLISSAGE Q-GARD TEX	468,60 €
	QPAK00TIX	MLP-GEN-QPAK00TIX	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QPAK TIX	468,60 €
	QTUM000EX	MLP-GEN-QTUM000EX	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM EX	585,80 €
	QTUM000IX	MLP-GEN-QTUM000IX	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM IX	585,80 €
	QTUM000VX	MLP-OR-QTUM000VX	CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM® VX	956,80 €
	QTUM00ICP	MLP-OR-QTUM00ICP	CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM ICP	731,20 €
	QTUM0TEX1	MLP-GEN-QTUM0TEX1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM TEX	460,00 €
	QTUM0TIX1	MLP-GEN-QTUM0TIX1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE POLISSAGE QUANTUM TIX	460,00 €
	QTUMMPPEEX	MLP-GEN-QTUMMPPEEX	EQUIVALENT - KIT COMPOSE CARTOUCHE QUANTUM EX + FILTRE MILLIPAK EXPRESS 20	683,10 €
	QTUMMPPEIX	MLP-GEN-QTUMMPPEIX	EQUIVALENT - KIT COMPOSE CARTOUCHE QUANTUM IX + FILTRE MILLIPAK EXPRESS 20	683,10 €
	QTUMMPKEX	MLP-GEN-QTUMMPKEX	EQUIVALENT - KIT COMPOSE CARTOUCHE QUANTUM EX + FILTRE MILLIPAK EXPRESS 40	683,10 €
	QTUMMPKIX	MLP-GEN-QTUMMPKIX	EQUIVALENT - KIT COMPOSE CARTOUCHE QUANTUM IX + FILTRE MILLIPAK EXPRESS	663,80 €
	SIMPAK0D3	MLP-OR-SIMPAK0D3	CARTOUCHE DE PURIFICATION SIMPAK® 3	381,10 €
	SIMPAK0R1	MLP-GEN-SIMPAK0R1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE PURIFICATION SIMPAK1 - ALIMENTÉ PAR EAU OMOSÉ OU ELIX	329,40 €
	SIMPAKKR1	MLP-GEN-SIMPAKKR1	EQUIVALENT - KIT SIMPAK1 COMPOSE CARTOUCHE DE PURIFICATION SIMPAK1 + EVENT + FILTRE SIMFILTER 0,05MM	503,20 €
	SIPK0SIX2	MLP-GEN-SIPK0SIX2	EQUIVALENT - SIMPLIPAK2 – CARTOUCHE DE PURIFICATION	308,30 €
	SIPK0SIX3	MLP-OR-SIPK0SIX3	CARTOUCHE DE PURIFICATION SIMPLIPAK® 3	363,70 €
	SPR00S001	MLP-OR-SPR00S001	CARTOUCHE DE PURIFICATION SMARTPAK® RO 3	544,50 €
	SPR00SIA1	MLP-OR-SPR00SIA1	SMART PACK DQ3 - PACK DE PURIFICATION	882,80 €
	SPR00SIA2	MLP-OR-SPR00SIA2	CARTOUCHE DE PURIFICATION SMARTPAK®	642,50 €
	SPR08S001	MLP-OR-SPR08S001	CARTOUCHE DE PURIFICATION SMARTPAK® RO 8	535,40 €
	SPR08SIA1	MLP-OR-SPR08SIA1	SMART PACK DQ8 - PACK DE PURIFICATION	1046,70 €
	SPR0LS001	MLP-OR-SPR0LS001	CARTOUCHE DE PURIFICATION SMARTPAK® RO 5 LT	519,10 €

Cartouches

	Références Millipore	Références France eau	Désignation	Prix HT
	SPR0LSIA1	MLP-OR-SPR0LSIA1	CARTOUCHE DE PURIFICATION SMARTPAK® DQ5 LT	765,60 €
	SYPK0SIA1	MLP-GEN-SYPK0SIA1	EQUIVALENT - CARTOUCHE SYNERGY PACK1 POUR EAU OSMOSÉE	440,30 €
	SYPK0SIX2	MLP-GEN-SYPK0SIX2	EQUIVALENT - CARTOUCHE SYNERGY PACK2 POUR EAU DEMINÉRALISÉE	440,30 €
	SYPK0SIX3	MLP-OR-SYPK0SIX3	CARTOUCHE DE PURIFICATION SYNERGYPAK® 3	525,30 €

Lampes UV

	Références Millipore	Références France eau	Désignation	Prix HT
	QUVLQSL01	MLP-GEN-QUVLQSL01	EQUIVALENT - LAMPE U.V. DE RECHANGE POUR SYSTÈME MILLI-Q GRADIENT & SYNTHESIS (PORTE BLEUE)	621,50 €
	SIM0000UV	MLP-OR-SIM0000UV	UV LAMP POUR SIMPLICITY	445,20 €
	SYN185UV1	MLP-GEN-SYN185UV1	EQUIVALENT - LAMPE UV 185NM	695,50 €
	ZFA10UV01	MLP-GEN-ZFA10UV01	EQUIVALENT - LAMPE U.V. DE RECHANGE POUR ANALYSEUR DE C.O.T. A10	737,40 €
	ZFA10UVM1	MLP-GEN-ZFA10UVM1	EQUIVALENT - LAMPE UV POUR A10 TOC MONITOR	256,60 €
	ZFRES00UV	MLP-GEN-ZFRES00UV	EQUIVALENT - LAMPE UV 254nm POUR CUVE	328,10 €
	ZLUVWPM01	MLP-GEN-ZLUVWPM01	EQUIVALENT LAMPE UV POUR SYSTEME SYNERGY APRES 2012	299,70 €
	ZLXUVLP01	MLP-GEN-ZLXUVLP01	EQUIVALENT - LAMPE UV POUR ELIX UV	317,10 €
	ZLXUVLPL1	MLP-GEN-ZLXUVLPL1	EQUIVALENT - LAMPE UV 254 nm POUR CUVE ASM/RIOS/ELIX	621,50 €
	ZMQUVLP01	MLP-GEN-ZMQUVLP01	EQUIVALENT - LAMPE UV 185/254NM POUR MILLIQ > 2001	656,00 €





Filtres et évent

	Références Millipore	Références France eau	Désignation	Prix HT
	CDUFB001	MLP-OR-CDUFB001	BIOPAK CLINICAL	515,40 €
	CDUFB001	MLP-OR-CDUFB001	ORIGINAL BIOPAK UF CARTRIDGE	363,70 €
	CR0101006	MLP-GEN-CR0101006	EQUIVALENT FILTRE POLYGARD-CR 1MM 10" - *6	603,00 €
	CVBW01PK1	MLP-GEN-CVBW01PK1	EQUIVALENT - Cartouche de filtration Vitipore II 10", 0,22 µm,	287,50 €
	CVBW02PK1	MLP-GEN-CVBW02PK1	EQUIVALENT - CARTOUCHE DE FILTRATION VITIPORE II 20", 0,2 MM,	456,30 €
	CVDI01TPE	MLP-GEN-CVDI01TPE	EQUIVALENT FILTRE DURAPORE 10" 0,2µM	580,80 €
	EDSPAK001	MLP-OR-EDSPAK001	EDS-PAK FINAL FILTER	488,30 €
	LCPAK0001	MLP-OR-LCPAK0001	POLISSEUR LC-PAK®	1991,30 €
	MPGL04001	MLP-GEN-MPGL04001	EQUIVALENT - MILLIPAK 40 FILTER UNIT 0,22MM	198,70 €
	MPGL04GK2	MLP-GEN-MPGL04GK2	EQUIVALENT - MILLIPAK 40 FILTER UNIT 0,22µm GAMMA GOLD	301,00 €
	MPGP02001	MLP-GEN-MPGP02001	EQUIVALENT - MILLIPAK EXPRESS 20	201,00 €
	MPGP04001	MLP-GEN-MPGP04001	EQUIVALENT - MILLIPAK EXPRESS 40	204,80 €
	MPPVICPK1	MLP-GEN-MPPVICPK1	EQUIVALENT - FILTRE 0,1 LW POUR ANALYSE TRACES	807,60 €
	SFLH02510	MLP-GEN-SFLH02510	EQUIVALENT - FILTRE EVENT DE CUVE - BOITE DE 10	164,10 €
	SIMFILTER	MLP-OR-SIMFILTER	FILTRE ORIGINAL MLP SIMFILTER 0,05MM	265,30 €
	SLFH02510	MLP-GEN-SLFH02510	EQUIVALENT - FILTRE AIR 0.45MM (X 10) -	164,10 €
	TANKMPK01	MLP-GEN-TANKMPK01	EQUIVALENT FILTRE EVENT DE CUVE PE POUR EAU DE TYPE 2	174,00 €
	TANKMPK02	MLP-GEN-TANKMPK02	EQUIVALENT FILTRE EVENT DE CUVE PE POUR EAU DE TYPE 3	118,10 €
	TANKMPK03	MLP-OR-TANKMPK03	FILTRE ÉVENT POUR RÉSERVOIRS INTERNES	96,80 €
	TANKVNT01	MLP-GEN-TANKVNT01	EQUIVALENT FILTRE EVENT POUR CUVE SDS AVEC EAU OSMOSEE DE TYPE 3	363,70 €
	TANKVNT02	MLP-GEN-TANKVNT02	EQUIVALENT FILTRE EVENT AVEC PIEGE A CO2 POUR CUVE SDS AVEC EAU DE TYPE 2	514,30 €
	V0CPAK001	MLP-OR-V0CPAK001	POLISSEUR VOC-PAK®	448,90 €
	ZFRE012F0	MLP-GEN-ZFRE012F0	EQUIVALENT FILTRE EVENT 12" POUR CUVE SDS AVEC EAU OSMOSEE DE TYPE 3	305,90 €
	ZFRE012FC	MLP-GEN-ZFRE012FC	EQUIVALENT FILTRE EVENT 12" AVEC PIEGE A CO2 POUR CUVE SDS AVEC EAU DE TYPE 2	413,10 €

Accessoires et pièces détachées

	Référence Millipore	Référence France eau	Désignation	Prix HT
	CDRC00201	MLP-GEN-CDRC00201	EQUIVALENT - RO MEMBRANE - POUR DIRECT Q3/Q5 ELIX 3 ELIX 5	794,30 €
	CDRC012HG	MLP-GEN-CDRC012HG	EQUIVALENT - MEMBRANE D'OSMOSE INVERSE (O.I.) POUR LES SYSTÈMES MILLI-RO 6/8/10/12	2518,60 €
	CDRC050HG	MLP-GEN-CDRC050HG	EQUIVALENT - CARTOUCHE D'OSMOSE INVERSE + CARTER, 50 L/H, RIOS/ELIX	1961,40 €
	CDRC60201	MLP-GEN-CDRC60201	EQUIVALENT - RO MEMBRANE RIOS 8 / ELIX 5	882,80 €
	CDRC60202	MLP-GEN-CDRC60202	EQUIVALENT - RO MEMBRANE (X2) - POUR DIRECT RIOS 16 / ELIX 10 / AFS 16	1769,10 €
	CDRC75202	MLP-GEN-CDRC75202	EQUIVALENT - CARTOUCHE D'OSMOSE INVERSE 2X75 GPD (GALLON PER DAY)	1929,40 €
	CP1ALLRES	MLP-GEN-CP1ALLRES	EQUIVALENT - CARTOUCHE POUR AFS3	538,90 €
	FTPF05380	MLP-GEN-FTPF05380	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE - PE30	216,40 €
	FTPF05381	MLP-GEN-FTPF05381	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE - PE60	308,00 €
	FTPF06805	MLP-GEN-FTPF06805	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE - PE100	543,5 €
	FTPF07743	MLP-GEN-FTPF07743	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE - SDS200 AVEC PRISE JACK	607,10 €
	FTPF07744	MLP-GEN-FTPF07744	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE - SDS350 AVEC PRISE JACK	627,90 €
	PR0G00001	MLP-GEN-PR0G00001	EQUIVALENT - PROGARD 1 PRE TRAITEMENT PACK PACK DE 2 CARTOUCHES	286,20 €
	ZF2000022	MLP-GEN-ZF2000022	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE SDS 200L SANS PRISE JACK	409,20 €
	ZF2000023	MLP-GEN-ZF2000023	EQUIVALENT - NIVEAU DE CUVE SDS 350L SANS PRISE JACK	471,00 €
	ZF3000000	MLP-GEN-ZF3000000	EQUIVALENT - POMPE DE SURPRESSION ELIX/RIOX 36V	833,00 €
	ZF3000001	MLP-GEN-ZF3000001	EQUIVALENT - POMPE DE RECIRCULATION 36V	969,70 €
	ZF3000401	MLP-GEN-ZF3000401	EQUIVALENT - POMPE DE RECIRCULATION MILLI Q INTEGRAL	829,30 €
	ZF3000431	MLP-GEN-ZF3000431	EQUIVALENT - POMPE DE SURPRESSION MILLI Q INTEGRAL	778,10 €
	ZF3000433	MLP-GEN-ZF3000433	ECHANGE STANDARD CARTE D ALIMENTATION MILLI Q INTEGRAL ET DIRECT	1538,70 €
	ZF3000487	MLP-GEN-ZF3000487	ECHANGE STANDARD CARTE D ALIMENTATION MILLI Q ADVANTAGE ET REFERENCE	1538,70 €
	ZLX0EDI03	MLP-GEN-ZLX0EDI03	EQUIVALENT - MODULE EDI IONPURE 3L/H	1383,30 €
	ZLX0EDI05	MLP-GEN-ZLX0EDI05	EQUIVALENT - MODULE EDI IONPURE 5L/H	1629,90 €
	ZLX0EDI10	MLP-GEN-ZLX0EDI10	EQUIVALENT - MODULE EDI IONPURE 10L/H	2100,70 €
	ZLX0EDI15	MLP-GEN-ZLX0EDI15	EQUIVALENT - MODULE EDI IONPURE 15L/H	2463,00 €
	ZWACID012	MLP-OR-ZWACID012	ROCARE A : ÉLIMINE LE TARTRE DES MEMBRANES D'O.I.	304,80 €
	ZWBASE012	MLP-OR-ZWBASE012	ROCARE B (BOITE DE 12)	304,80 €
	ZWCL01F50	MLP-OR-ZWCL01F50	TABLETTES DE CHLORE POUR UNE PROTECTION DES MEMBRANES D'OSMOSE (BOITE DE 48 UNITES)	107,70 €

LE MULTIMARQUE : PLUS SIMPLE, PLUS EFFICACE, MOINS CHER !

Nos prestations multimarques permettent de mutualiser les coûts d'entretien de vos installations et vous offrent l'opportunité de réaliser des économies tout en assurant un service plus efficace.

Contrôle qualité, contrat de garantie totale avec ou sans inclure les consommables, quelle que soit la marque de votre système de production d'eau pure, nos équipes sont à votre disposition pour trouver la solution la plus adaptée à vos besoins.

EXPLOITATION ET QUALIFICATION

Partout en France, nos équipes interviennent de façon préventive ou curative sur vos installations.

Qualification QI/QO de stations, maintenance annuelle ou dépannage ponctuel, nous adaptons nos contrats à vos besoins réels.

Pas de superflu, uniquement le nécessaire ! Afin de vous garantir le juste prix d'exploitation de vos équipements.

Nous répondons à toutes vos demandes quelle que soit la marque et le fabricant de votre station.



GROUPE PROCHILAB

France-eau@france-eau.com

05 57 77 70 94