

MB120

Analyse d'humidité: plus rapide, plus intelligente, plus efficace



Application

Détermination de l'humidité en %, détermination du taux de reprise d'humidité en %, détermination de la portion solide en %, pesage

Afficheur

Écran tactile couleur TFT 4,3"/109mm

Alimentation

Cordon d'alimentation

Communication

RS232 avec sortie de données conforme BPF/BPL, hôte USB et périphérique USB (inclus)

Fabrication

Socle en métal, boîtier supérieur ABS, module de chauffage halogène, support de plateau en acier inoxydable, porte-échantillon en acier inoxydable, housse de protection

Caractéristiques de construction

SmartGuide™, sept options d'arrêt (manuel, chronométré, automatique défini par l'utilisateur %/s, automatique défini par l'utilisateur mg/s, A30, A60 et A90), quatre profils de dessiccation (standard, rapide, incrémentiel et progressif), possibilité de stocker jusqu'à 100 méthodes et 1 000 résultats de test pour toutes les méthodes, guide utilisateur, plage de température de chauffage allant de 40 à 230 °C (incréments de 1 °C), 13 langues d'utilisation



Lancez-vous rapidement avec SmartGuide™. Cette fonction révolutionnaire analyse automatiquement un échantillon et crée une méthode afin d'éviter toute approximation au moment de la configuration initiale.

Le MB120 est équipé de fonctions capables de générer des résultats précis rapidement, notamment grâce à un système de chauffage halogène, de critères d'arrêt réglables et de quatre profils de séchage intégrés.

Le MB120 peut stocker jusqu'à 100 méthodes et 1 000 résultats de mesure en mémoire. Les résultats enregistrés peuvent être exportés et les méthodes peuvent être transférées sur d'autres appareils.

Modèle	Portée	Précision (d)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB120	120g	1mg/0.01%	Ø 90mm	50g, F1	30241169
Accessoires					Référence
Kit de calibrage température					11113857
Support pour porte-échantillon					30246947
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)					30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)					80850087
Coupelle réutilisable inox (couverture en mèche), MB série					80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm					80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm					80252478
Cuillère, accessoires					30284477
Housse de protection – MB120					30284478
Anti-vol					80850043
Câble, USB-RS232 convertisseur					30304101
Valise de transport, MB120					30298583
Imprimante Bluetooth SF40A/BT					30944359



KIT DE CALIBRAGE TEMPÉRATURE
11113857



PLATEAUX ÉCHANT. RÉUTILISABLES (3),
14MM 80252479



FILTRES FIBRE DE VERRE, LOT (200)
80850087



CÂBLE, USB-RS232 CONVERTISSEUR
30304101

MB92

Dessiccateur hautes performances doté de caractéristiques avancées pour les applications les plus exigeantes

Application

Détermination du pourcentage d'humidité, détermination du pourcentage de reprise d'humidité, détermination du pourcentage de solides, pesée

Afficheur

Écran tactile capacitif de 11 cm

Alimentation

Cordon d'alimentation inclus

Communication

RS232, port USB, dispositif USB

Fabrication

Source de chaleur en fibre de carbone, boîtier en PBT, base en aluminium moulé sous pression, support de coupelle en métal, porte échantillon en métal, housse de protection

Caractéristiques de construction

Huit critères d'arrêt (manuel, temporisé, A10, A30, A60, A90, A160, mg/s libre), quatre profils de séchage (standard, rapide, rampe, étape), stockage jusqu'à 20 méthodes et 200 résultats pour toutes les méthodes, plage de chauffage de 40 à 200°C, plusieurs versions de langues



MB92 est à la fois robuste et durable, grâce à la nouvelle technologie de chauffage en fibre de carbone et d'un nouvel écran tactile capacitif couleur. C'est la solution parfaite pour les utilisateurs exigeants un excellent niveau de performances et de précision.

Plusieurs profils de séchage, critères d'arrêt et méthodes permettent une grande flexibilité en termes de création de méthodes. La protection par mot de passe optimisée renforce encore davantage la sécurité et l'intégrité des données.

Un panneau entièrement en verre et une chambre de chauffe ne nécessitant pas d'outils de démontage facilitent le nettoyage et la maintenance. Il est polyvalent et peut être utilisé aussi bien en laboratoire que dans un atelier de production.

Modèle	Portée	Précision (d)	Répétabilité (échantillon de 3 g)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB92	90g	1 mg/0.01%	0.08%	Ø 90mm	50g, F1	30971924
Accessoires						Référence
Kit de calibrage température						11113857
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)						30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)						80850087
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série						80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm						80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm						80252478
Cuillère, Accessoires						30284477
Porte-échantillon, MB32 MB62 MB92						30954234
Housse de protection, MB92						30954269
Imprimante SF40A						30064202
Imprimante Bluetooth SF40A/BT						30944359
Valise de transport						31035939



KIT DE CALIBRAGE TEMPÉRATURE
11113857



IMPRIMANTE SF40A
30064202



FILTRES FIBRE DE VERRE, LOT (200)
80850087



PORTE-ÉCHANTILLON, MB32 MB62 MB92
30954234

MB62

Conçu pour une durabilité et des performances flexibles dans différents types d'applications de dessiccation



Application

Détermination du pourcentage d'humidité, détermination du pourcentage de reprise d'humidité, détermination du pourcentage de solides, pesée

Afficheur

Écran LCD de 12,7cm avec affichage sur 2 lignes

Alimentation

Cordon d'alimentation inclus

Communication

RS232, dispositif USB

Fabrication

Source de chaleur en fibre de carbone, boîtier en PBT, base en aluminium moulé sous pression, support de coupelle en métal, porte échantillon en métal, housse de protection

Caractéristiques de construction

Sept critères d'arrêt (manuel, temporisé, A10, A30, A60, A90, A160), quatre profils de séchage (standard, rapide, rampe, étape), stockage jusqu'à 20 méthodes et 100 résultats pour toutes les méthodes, 10 ID d'échantillon, plage de chauffage de 40 à 200°C, plusieurs versions de langues



Conçu dans un souci de durabilité et de simplicité, l'afficheur LCD de 13 centimètres, le bouton de commande et la nouvelle technologie de chauffage en fibre de carbone garantissent une durée de vie prolongée et des résultats fiables.

Gestion flexible des méthodes et des échantillons avec 4 profils de séchage, 7 critères d'arrêt et capacité de stockage de 20 méthodes, plus 100 résultats avec ID d'échantillon pour faciliter le rappel.

Vous connaissez à tout moment l'état de votre test et de votre machine. La courbe d'indication représente l'évolution du test et le statut de la machine est facilement visible, grâce à un voyant d'état multicolore.

Modèle	Portée	Précision (d)	Répétabilité (échantillon de 3 g)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB62	90g	1 mg/0.01%	0.10%	Ø 90mm	50g, F1	30971923
Accessoires						Référence
Kit de calibrage température						11113857
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)						30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)						80850087
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série						80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm						80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm						80252478
Cuillère, Accessoires						30284477
Porte-échantillon, MB32 MB62 MB92						30954234
Housse de protection, MB32 MB62						30954235
Imprimante SF40A						30064202
Imprimante Bluetooth SF40A/BT						30944359
Valise de transport						31035939



KIT DE CALIBRAGE TEMPÉRATURE
11113857



IMPRIMANTE SF40A
30064202



HOUSSE DE PROTECTION, MB32 MB62
30954235



PORTE-ÉCHANTILLON, MB32 MB62 MB92
30954234

MB32

Parfait pour les tests d'humidité de routine

Application

Détermination du pourcentage d'humidité, détermination du pourcentage de reprise d'humidité, détermination du pourcentage de solides, pesée

Afficheur

Écran LCD de 10 cm avec affichage sur 2 lignes

Alimentation

Cordon d'alimentation inclus

Communication

RS232, dispositif USB

Fabrication

Source de chaleur en fibre de carbone, boîtier en PBT, base en aluminium moulé sous pression, support de coupelle en métal, porte échantillon en métal, housse de protection

Caractéristiques de construction

Cinq critères d'arrêt (manuel, temporisé, Auto, A30, A90), deux profils de séchage (standard et rapide), stockage jusqu'à deux méthodes, plage de chauffage de 40 à 180°C, plusieurs versions de langues



Un écran LCD avec affichage sur deux lignes, un bouton de navigation et un système de fonctionnement intuitif facilitent les tests d'humidité de routine.

La nouvelle technologie de chauffage en fibre de carbone et la cellule de pesée perfectionnée permettent de réduire la durée d'analyse, de réaliser des économies d'énergie et de garantir en permanence des résultats à la fois précis et cohérents.

La conception fine et robuste, avec un châssis solide, garantit la durabilité du MB32, même dans les environnements difficiles.

Modèle	Portée	Précision (d)	Répétabilité (échantillon de 3 g)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB32	90g	1 mg/0.01%	0.15%	Ø 90mm	50g, F1	30971922
Accessoires						Référence
Kit de calibrage température						11113857
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)						30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)						80850087
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série						80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm						80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm						80252478
Cuillère, Accessoires						30284477
Porte-échantillon, MB32 MB62 MB92						30954234
Housse de protection, MB32 MB62						30954235
Imprimante SF40A						30064202
Imprimante Bluetooth SF40A/BT						30944359
Valise de transport						31035939



KIT DE CALIBRAGE TEMPÉRATURE
11113857



IMPRIMANTE SF40A
30064202



HOUSSE DE PROTECTION, MB32 MB62
30954235



PORTE-ÉCHANTILLON, MB32 MB62 MB92
30954234

MB25

Dessiccateur halogène compact, rapide, facile à utiliser



**HALOGEN HEATING
WITH RELIABLE RESULTS**

Application

Détermination du taux d'humidité de 50 °C à 160 °C, incrément de 5 °C, reproductibilité 0.05 % (10 g d'échantillon)

Afficheur

LCD rétroéclairé personnalisable

Alimentation

Alimentation secteur

Communication

Interface RS232

Fabrication

ABS résistant

Caractéristiques de construction

Design compact, housse de protection en utilisation, porte-coupelles, chauffage à halogène, temps de séchage manuel, automatique ou programmé



Le chauffage halogène et le double étalonnage poids/température fournissent des résultats rapides et fiables.

Boutons tactiles conviviaux pour une utilisation aisée.

La chambre de chauffage est facile à nettoyer et idéale pour un usage fréquent.

Modèle	Portée	Précision (d)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB25	110g	5mg/0.01% (échantillon <10g) 5mg/0.05% (échantillon >10g)	Ø 90mm	50g, F1	80252472
Accessoires					Référence
Kit de calibrage température					11113857
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)					30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)					80850087
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série					80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm					80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm					80252478
Anti-vol					80850043
Câble, USB-RS232 convertisseur					30304101
Support pour porte-échantillon					80252476
Housse de protection MB2x					80252475



COUPELLE RÉUTILISABLE INOX
80252477



PLATEAUX ÉCHANT. RÉUTILISABLES (3),
7MM 80252478



PORTE-ÉCHANTILLON, ALUMINIUM,
LOT (50) 30585411



ANTI-VOL
80850043

MB23*Vitesse et simplicité du système de chauffage infrarouge***MOISTURE ANALYSIS
FOR ANY BUDGET****Application**

Détermination du taux d'humidité de 50 °C à 160 °C, incrément de 5 °C, reproductibilité 0.2 % (10 g d'échantillon)

Afficheur

LCD rétroéclairé personnalisable

Alimentation

Alimentation secteur

Communication

Interface RS232

Fabrication

ABS résistant, housse de protection en utilisation, porte-coupelles

Caractéristiques de construction

Détermination du taux d'humidité de 50 °C à 160 °C, incrément de 5 °C. Reproductibilité 0.2 % (10 g d'échantillon), design compact, chauffage infrarouge, temps de séchage manuel, automatique ou programmé



Le chauffage infrarouge sans verre augmente l'efficacité pour des résultats plus rapides.

Son format compact s'adapte à tous les espaces de travail.

Modèle	Portée	Précision (d)	Plateau	Poids cal. classe	Référence
MB23	110g	10mg/0.1%	Ø 90mm	50g, F2	80252470
Accessoires					Référence
Kit de calibrage température					11113857
Porte-échantillon, Aluminium, lot (50)					30585411
Filtres fibre de verre, lot (200)					80850087
Coupelle réutilisable inox (couvercle en mèche), MB série					80252477
Plateaux échantillon réutilisables (3), 14mm					80252479
Plateaux échantillon réutilisables (3), 7mm					80252478
Anti-vol					80850043
Câble, USB-RS232 convertisseur					30304101
Support pour porte-échantillon					80252476
Housse de protection MB2x					80252475

HOUSSE DE PROTECTION MB2X
80252475PLATEAUX ÉCHANT. RÉUTILISABLES (3),
7MM 80252478PORTE-ÉCHANTILLON, ALUMINIUM,
LOT (50) 30585411ANTI-VOL
80850043