

COMMENT NOS MODÈLES SONT DÉFINIS

Agitateurs magnétiques chauffants



G71HS07C = Guardian 7000 agitateur magnétique chauffant 17,8×17,8 cm plateau en céramique				
G7	1	HS	07	C
Famille	Génération	Fonction	Dimension du plateau	Matériau du plateau
G2 = Guardian 2000 G3 = Guardian 3000 G5 = Guardian 5000 G7 = Guardian 7000	1 = Première 2 = Deuxième	HP = Plaque chauffante HS = Agitateur magnétique chauffant ST = Agitateur magnétique	4 = 10,2×10,2 cm 7 = 17,8×17,8 cm 10 = 25,4×25,4 cm RD = Rond 13,5 cm	C = Céramique M = Aluminium S = Acier inoxydable à revêtement céramique R = Résine



GUARDIAN™7000

Agitateurs chauffants fiables dotés de dispositifs de sécurité inégalés et présentant des performances intelligentes

Application

Chimie et biologie sensibles à la température, thermofixation, optimisation du pH de la solution, stérilisation de la solution, réactions endothermiques, dénaturation de la matière organique, préparation de l'échantillon et de la solution, dissolution des tampons et des réactifs, préparation des solutions, ébullition

Affichage

Afficheur LCD rétro-éclairé pour la température, la vitesse et le temps, indicateurs lumineux verts lorsque l'unité chauffe et procède à l'agitation, deux grands indicateurs de chaleur sur la partie supérieure, icônes pour SmartRate™, SmartHeat™, SmartPresence™, SmartLink™, sonde en utilisation, calibrage à un point

Fonctionnement

Minuteur, agitation de 60 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante de +5 à 500 °C (plateau en céramique) ou 380 °C (plateau en aluminium), cordon d'alimentation (inclus), sonde de température RTD en acier inoxydable de 20,3 cm, barre d'agitation enduite de PTFE de 3,8 cm, housse de protection en utilisation

Communication

Le port USB offre une grande flexibilité pour la programmation d'applications répétées et améliore la sécurité grâce à la technologie SmartLink™; la fonction de détection de l'utilisateur longue portée fonctionne avec la clé Bluetooth OHAUS (vendue séparément)

Fabrication

Connectique pour sonde externe, le SmartHousing™ reste froid au toucher et résiste aux produits chimiques, indice de protection IP21, face avant en verre trempé, boutons de commande, commutateur On/Off pour arrêter le chauffage, support pour statif intégré, plateaux en céramique ou en aluminium faciles à nettoyer

Caractéristiques de conception

Indicateur de chaleur sur la partie supérieure, alarme sonore, fonction SmartHeat™ permettant de limiter la température, fonction SafetyHeat™ qui arrête le bloc chauffant en cas de dysfonctionnement, calibrage de température pour 5 sondes et 5 points de consigne de plaques, fonction priorité de la température, fonctions SmartRate™



e-G71HS10C



Protégez votre laboratoire avec les technologies SmartPresence™ et SmartLink™. Ces caractéristiques exclusives arrêtent automatiquement le chauffage si personne n'est détecté au terme d'une période de « temporisation » définie par l'utilisateur.

Contrôlez la température maximale en toute sécurité. La fonction SmartHeat™ vous permet de régler la température maximale afin d'éviter la surchauffe des échantillons sensibles et assurer la sécurité de l'utilisateur et de l'échantillon.

Protégez les opérateurs – le SmartHousing™ reste froid au toucher, et ce, à tous les réglages de température. Le grand indicateur de chaleur est visible dans tout le laboratoire et s'allume lorsque la température du chauffage dépasse 40 °C.

Modèle	Fonction	Commande	Capacité	Gamme de température	Plage de vitesse	Type de plaque	Dimensions du plateau supérieur	Dimensions	Poids net	Référence
e-G71HS07C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	15 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 500°C	60 – 1600 tr/min	Céramique	17,8 × 17,8 cm	30,9 × 12,2 × 22,3 cm	2,6 kg	30500603
e-G71HS10C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	18 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 500°C	60 – 1600 tr/min	Céramique	25,4 × 25,4 cm	41,5 × 12,3 × 28,6 cm	5,2 kg	30500613
e-G71HSRDM	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	20 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 380°C	60 – 1600 tr/min	Aluminium	ø 13,5 cm	26,7 × 12,6 × 17,3 cm	2,6 kg	30500623


Accessoires

Description	e-G71HS07C	e-G71HS10C	e-G71HSRDM	Référence
Plateau standard, 135mm			•	30500570
Poignées, pour plateau standard			•	30500571
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm			•	30500572
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm			•	30500573
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm			•	30500574
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm			•	30500575
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm			•	30500576
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm			•	30500577
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm			•	30500578
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm			•	30500579
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm			•	30500580
Bloc Uni, flacons de 12 mm			•	30500581
Bloc Uni, flacons de 15 mm			•	30500582
Bloc Uni, flacons de 17 mm			•	30500583
Bloc Uni, flacons de 21 mm			•	30500584
Bloc Uni, flacons de 28 mm			•	30500585
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm			•	30500586
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm			•	30500587
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm			•	30500588
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm			•	30500589
Sonde de température 20 cm S/S	•	•	•	30500590
Sonde de température 20 cm PTFE	•	•	•	30500591
Sonde de température 25 cm S/S	•	•	•	30500592
Sonde de température 25 cm PTFE	•	•	•	30500593
Housse Guardian 7×7	•			30500594
Housse Guardian 10×10		•		30500595
Housse pour Guardian plaque ronde			•	30500596
Pince	•	•	•	30500597
Récupérateur de barre d'agitation	•	•	•	30500598
Pince, Nester, CLS-NESTXS	•	•	•	30392318
Pince, Colonne, CLS-COLMNSL	•	•	•	30392316
Pince, Colonne, CLS-COLMNSM	•	•	•	30392315
Pince, Colonne, CLS-COLMNSS	•	•	•	30392314
Pince, Colonne, CLS-COLMNSX	•	•	•	30392317
Kit de support Ultra Flex	•	•	•	30400145
Tige et kit de fixation	•	•	•	30400146
Barreau d'agitation 2,5cm PTFE	•	•	•	30400147
Barreau d'agitation 3,8cm PTFE	•	•	•	30400148
Barreau d'agitation 7cm PTFE	•	•	•	30400149
Barreau d'agitation 10cm avec anneau central PTFE	•	•	•	30400150
Clé Wi-Fi/BT, MTICWD-200*	•	•	•	30412537

*La clé WiFi/BT est requise pour activer la fonction SmartLink™

GUARDIAN™5000

Agitateurs magnétiques chauffants conçus par des experts
alliant sécurité et polyvalence haut de gamme
pour une utilisation quotidienne



Application

Applications thermosensibles de chimie et biologie, thermofixation, optimisation de solutions pH, stérilisation de solutions, réactions endothermiques, dénaturation de matière organique, préparation d'échantillon et de solution, dissolution de tampons et réactifs, préparation de solutions, ébullition

Affichage

Afficheur LCD rétroéclairé à caractères blancs, indicateurs d'état de chauffage/d'agitation intégrés en vert et indicateur de partie supérieure chaude en jaune

Fonctionnement

Alimentation 100-120 V CA ou 220-240 V CA, 50/60 Hz, commande par interrupteur

Communication

RS232 pour l'enregistrement de données et le contrôle à distance

Fabrication

Châssis entièrement métallique résistant, plaque supérieure carrée en céramique ou plaque supérieure ronde en aluminium à revêtement céramique, aimant SmCo haute performance

Caractéristiques de conception

L'interface avant grand angle permet d'assurer facilement la surveillance à distance. Les surfaces de boîtier sont lisses pour faciliter le nettoyage. Alarme sonore, protection IP32, pare-éclaboussures à installation rapide (en option)



Nos caractéristiques emblématiques SafetyHeat™ et SmartHeat™ combinées au nouveau système de protection contre le fonctionnement à sec, plus le mode Time Run et la protection anti-éclaboussures (en option) garantissent une sécurité totale.

Le système SmartRate™ de pointe prend en charge le chauffage et l'agitation de manière intensive et rapide aussi bien que douce et précise, avec une gamme d'accessoires permettant de s'adapter à différents types d'applications.

Une interface utilisateur intuitive, assortie d'un grand écran LCD lumineux à caractères blancs et bouton(s) rotatif(s), permet un fonctionnement convivial pour l'utilisateur. Un port RS232 est inclus pour la commande à distance ou l'enregistrement de données.

Modèle	Fonction	Commande	Capacité	Gamme de température	Plage de vitesse	Type de plaque	Dimensions du plateau supérieur	Dimensions	Poids net	Référence
e-G52HP07C	Chauffage	Numérique	–	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 550°C	–	Céramique	18×18 cm	32,9×22,1×11,6 cm	3,9 kg	30541644 30532080*
e-G52HS07C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	20 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 550°C	50–1800 tr/min	Céramique	18×18 cm	32,9×22,1×11,6 cm	4,6 kg	30541642 30532109*
e-G52HS10C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	22 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 500°C	50–1800 tr/min	Céramique	26×26 cm	40,2×28,7×11,8 cm	6,7 kg	30541648 30910735*
e-G52HSRDA	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	20 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 360°C	50–1800 tr/min	Aluminium à revêtement céramique	ø 13,5 cm	25,9×17,5×10,8 cm	2,6 kg	30541640 30981784*
e-G52ST07C	Agitation magnétique	Numérique	20 l	–	50–1800 tr/min	Céramique	18×18 cm	32,9×22,1×11,6 cm	4,5 kg	30541646

* Numéro d'article du kit : Le kit comprend une plaque chauffante ou un agitateur et le kit de support de sonde (30973298) et la sonde PT1000(A) (30500590) -40~400C 20cm SS316/304

Accessoires

Description	e-G52HSRDA	e-G52HS10C	e-G52HS07C	e-G52HP07C	e-G52ST07C	Référence
Sonde PT100(A) -40~400C 25 cm SS316/304	•	•	•	•		30973654
Sonde PT1000(A) -40~400C 20 cm SS316/304	•	•	•	•		30500590
Sonde PT1000(A) -40~400C 25 cm SS316/304	•	•	•	•		30500592
Sonde PT1000(A) -40~400C 25 cm Hastelloy	•	•	•	•		30973655
Sonde PT1000(A) -40~200C 20 cm PTFE	•	•	•	•		30500591
Sonde PT1000(A) -40~200C 25 cm PTFE	•	•	•	•		30500593
Câble, USB-RS232 convertisseur	•	•	•	•	•	30304101
Câble, RS232-Ethernet convertisseur	•	•	•	•	•	30304102
Kit-1 portoir à sondes	•	•	•	•	•	30973298
Kit de support Ultra Flex*	•	•	•	•	•	30400145
Tige et kit de fixation	•	•	•	•	•	30400146
Barreau d'agitation, 2,5 cm PTFE	•	•	•		•	30400147
Barreau d'agitation, 3,8 cm PTFE	•	•	•		•	30400148
Barreau d'agitation, 7 cm PTFE	•	•	•		•	30400149
Barreau d'agitation, 10 cm avec anneau central PTFE	•	•	•		•	30400150
Barreau d'agitation, 3,8 cm avec anneau central PTFE**	•	•	•		•	30726783
Récupérateur de barre d'agitation	•	•	•		•	30500598
Support de pince, CLC-CLMPHA	•	•	•	•	•	30392195
Pince de récipient	•	•	•	•	•	30500597
Pince, spéciale, colonne, CLS-COLMNSS	•	•	•	•	•	30392314
Pince, spéciale, colonne, CLS-COLMNSM	•	•	•	•	•	30392315
Pince, spéciale, colonne, CLS-COLMNSL	•	•	•	•	•	30392316
Pince, spéciale, colonne, CLS-COLMNSX	•	•	•	•	•	30392317
Pince, spéciale, Nester, CLS-NESTXS	•	•	•	•	•	30392318
Protection anti-éclaboussures pour e-G52XX07C			•	•	•	30910731
Protection anti-éclaboussures pour e-G52HS10C		•				30910732
Protection anti-éclaboussures pour e-G52HSRDA	•					30910733
Cache en silicone pour e-G52HSRDA	•					30910734
Plateau standard, 135 mm	•					30500570
Poignées pour plaque de base	•					30500571
Bloc sectionnel, fioles de 12 mm	•	•	•	•		30500572
Bloc sectionnel, fioles de 15 mm	•	•	•	•		30500573
Bloc sectionnel, fioles de 17 mm	•	•	•	•		30500574
Bloc sectionnel, fioles de 21 mm	•	•	•	•		30500575
Bloc sectionnel, fioles de 28 mm	•	•	•	•		30500576
Bloc sectionnel, éprouvettes de 12 mm	•	•	•	•		30500577
Bloc sectionnel, éprouvettes de 16 mm	•	•	•	•		30500578
Bloc sectionnel, éprouvettes de 20 mm	•	•	•	•		30500579
Bloc sectionnel, éprouvettes de 25 mm	•	•	•	•		30500580
Uni-bloc, fioles de 12 mm	•	•	•	•		30500581
Uni-bloc, fioles de 15 mm	•	•	•	•		30500582
Uni-bloc, fioles de 17 mm	•	•	•	•		30500583
Uni-bloc, fioles de 21 mm	•	•	•	•		30500584
Uni-bloc, fioles de 28 mm	•	•	•	•		30500585
Uni-bloc, éprouvettes de 12 mm	•	•	•	•		30500586
Uni-bloc, éprouvettes de 16 mm	•	•	•	•		30500587
Uni-bloc, éprouvettes de 20 mm	•	•	•	•		30500588
Uni-bloc, éprouvettes de 25 mm	•	•	•	•		30500589
Pince, spéciale, tige, CLS-RODS***	•					30392233

* En fonction des conditions d'utilisation. Les variations de température ambiante et de la mesure de la vitesse, le récipient et l'échantillon vont impacter les performances de l'appareil. Pour améliorer ces performances, utiliser la calibration avec une sonde de température via la fonction Single Point Calibration.

** Tolérance PT1000 classe A : $\pm(0,15\text{ }^{\circ}\text{C} + 0,002 \times T\text{ }^{\circ}\text{C})$, T est la température définie

*** Le kit-1 (« K1 ») comprend la sonde de température 30500590 et le kit de support de sonde 30973298 inclus dans le pack.

GUARDIAN™3000

Agitateurs magnétiques chauffants numériques abordables, conçus dans un souci de sécurité pour une agitation puissante et un chauffage rapide

Application

Liquides bouillants, préparation d'un bain-marie/bain d'huile, préparation d'échantillons et de solutions, dissolution des tampons et réactifs, préparation de milieux, concentration des échantillons

Affichage

Écran LCD lumineux pour la température et la vitesse, indicateurs lumineux verts lorsque l'unité chauffe et procède à l'agitation, grand indicateur de chaleur sur la partie supérieure, sonde avec icône d'utilisation, icône de calibrage à un point

Fonctionnement

Agitation de 80 à 1 600 tr/min, gamme de température ambiante de +5 à 500°C (plateau en céramique) ou 380°C (plateau en acier inoxydable à revêtement céramique), cordon d'alimentation (inclus), les agitateurs comprennent un barreau aimanté enduit de PTFE

Fabrication

Boîtier métallique robuste, panneau avant en PET, boutons de commande, commutateur marche/arrêt pour arrêter le bloc chauffant, support de tige intégré, plateau en céramique ou en acier inoxydable à revêtement céramique facile à nettoyer

Caractéristiques de conception

Indicateur de surface supérieure chaude pour protéger l'utilisateur, indicateurs lumineux verts s'allumant lorsque l'appareil chauffe et agit, protection IP21, connecteur de sonde de température pour une utilisation avec la sonde de température disponible en option



Une sécurité optimale à un prix accessible. Les appareils Guardian™ 3000 garantissent un chauffage contrôlé et une agitation puissante, pour une utilisation générale en toute sécurité dans le laboratoire, le tout à un prix compétitif.

Le système SafetyHeat™ protège le laboratoire. Ce système de détection précoce de pointe utilise deux contrôles de sécurité indépendants pour surveiller l'électronique et arrêter le bloc chauffant avant qu'une surchauffe ne se produise.

Conçu pour durer – le boîtier en métal robuste offre une conception résistante aux déversements pour une longue durée dans des conditions difficiles en laboratoire. Le plateau en céramique lisse et résistant aux produits chimiques facilite l'entretien.

Modèle	Fonction	Commande	Capacité	Gamme de température	Plage de vitesse	Type de plaque	Dimensions du plateau supérieur	Dimensions	Poids net	Référence
e-G31HS04C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	15 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 500°C	80–1600 tr/min	Céramique	10,2×10,2 cm	26,4×11,0×16,3 cm	2,5 kg	30680280 30983682*
e-G31HS07C	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	15 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 500°C	80–1600 tr/min	Céramique	17,8×17,8 cm	31,8×11,2×22,3 cm	3,9 kg	30680279 30983681*
e-G31HSRDS	Chauffage et agitation magnétique	Numérique	15 l	5°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 380°C	80–1600 tr/min	Acier inoxydable à revêtement céramique	ø 13,5 cm	26,4×10,1×16,3 cm	2,5 kg	30680278 30983680*

* Numéro d'article du kit : Le kit comprend une plaque chauffante ou un agitateur et le kit de support de sonde (30973298) et la sonde PT1000(A) (30500590) -40–400C 20cm SS316/304

Accessoires

Description	e-G31HS04C	e-G31HS07C	e-G31HSRDS	Référence
Plateau standard 135 mm			•	30500570
Poignées, pour plateau standard			•	30500571
Bloc sectionnel, flacons de 12 mm			•	30500572
Bloc sectionnel, flacons de 15 mm			•	30500573
Bloc sectionnel, flacons de 17 mm			•	30500574
Bloc sectionnel, flacons de 21 mm			•	30500575
Bloc sectionnel, flacons de 28 mm			•	30500576
Bloc sectionnel, tubes à essai de 12 mm			•	30500577
Bloc sectionnel, tubes à essai de 16 mm			•	30500578
Bloc sectionnel, tubes à essai de 20 mm			•	30500579
Bloc sectionnel, tubes à essai de 25 mm			•	30500580
Bloc uni, flacons de 12 mm			•	30500581
Bloc uni, flacons de 15 mm			•	30500582
Bloc uni, flacons de 17 mm			•	30500583
Bloc uni, flacons de 21 mm			•	30500584
Bloc uni, flacons de 28 mm			•	30500585
Bloc uni, tubes à essai de 12 mm			•	30500586
Bloc uni, tubes à essai de 16 mm			•	30500587
Bloc uni, tubes à essai de 20 mm			•	30500588
Bloc uni, tubes à essai de 25 mm			•	30500589
Tige de support, CLS-RODS**			•	30392233
Sonde de température 20 cm Inox	•	•	•	30500590
Sonde de température 20 cm PTFE	•	•	•	30500591
Sonde de température 25 cm Inox	•	•	•	30500592
Sonde de température 25 cm PTFE	•	•	•	30500593
Pince	•	•	•	30500597
Récupérateur de barreau aimanté	•	•	•	30500598
Pince, colonne, CLS-COLMNSS	•	•	•	30392314
Pince, colonne, CLS-COLMNSM	•	•	•	30392315
Pince, colonne, CLS-COLMNSL	•	•	•	30392316
Pince, colonne, CLS-COLMNSX	•	•	•	30392317
Pince, nester, CLS-NESTXS	•	•	•	30392318
Barreau aimanté 2,5 cm PTFE	•	•	•	30400147
Barreau aimanté 3,8 cm PTFE	•	•	•	30400148
Barreau aimanté 7 cm PTFE	•	•	•	30400149
Barreau aimanté 10 cm avec anneau central PTFE	•	•	•	30400150
Barreau aimanté 3,8 cm avec anneau central PTFE*	•	•	•	30726783
Kit de support thermomètre e-G31	•	•	•	30692826

* Paquet de 5 barreaux aimantés

** 30392233 est à utiliser uniquement avec la plateau standard 30500570

GUARDIAN™2000

Plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants analogiques robustes et fiables pour une agitation puissante et un chauffage rapide

Application

Liquides bouillants, préparation de base d'échantillons et de solutions, dissolution des tampons et réactifs, préparation de milieux, concentration des échantillons

Affichage

Grand indicateur de surface supérieure chaude, indicateurs lumineux verts lorsque l'unité chauffe et agite

Fonctionnement

Commande simple à bouton, agitation jusqu'à 1 600 tr/min, température jusqu'à 500 °C (plateau en céramique) ou 380°C (plateau en acier inoxydable à revêtement céramique), cordon d'alimentation (inclus). Barre d'agitation enduite de PTFE sur les modèles à agitateur

Fabrication

Boîtier métallique robuste, panneau avant en PET, boutons de commande, commutateur marche/arrêt pour arrêter le bloc chauffant, support de tige intégré, plateau en résine, en céramique ou en acier inoxydable à revêtement céramique facile à nettoyer

Caractéristiques de conception

Indicateur de surface supérieure chaude pour protéger l'utilisateur, indicateurs lumineux verts s'allumant lorsque l'appareil chauffe et agite, protection IP21



Agitation puissante et chauffage rapide à un prix avantageux. Permet d'assurer les tâches quotidiennes de chauffage (jusqu'à 500 °C) et d'agitation (jusqu'à 15 l) au laboratoire, via un bouton de commande direct, de manière simple et fiable.

Le boîtier métallique robuste offre une conception résistante aux déversements. Le plateau avec revêtement céramique est facile à nettoyer.

La sécurité est notre priorité : un voyant indique lorsque la température du bloc chauffant dépasse les 40°C, garantissant ainsi la sécurité de l'utilisateur pendant toutes les applications de chauffage.

Modèle	Fonction	Commande	Capacité	Gamme de température	Plage de vitesse	Type de plaque	Dimensions du plateau supérieur	Dimensions	Poids net	Référence
e-G21HS04C	Chauffage et agitation magnétique	Analogique	15 l	70°C–500°C	200–1600 tr/min	Céramique	10,2×10,2 cm	26,4×11,0×16,3 cm	2,5 kg	30680271
e-G21HS07C	Chauffage et agitation magnétique	Analogique	15 l	70°C–500°C	200–1600 tr/min	Céramique	17,8×17,8 cm	31,8×11,2×22,3 cm	3,9 kg	30680270
e-G21HSRDS	Chauffage et agitation magnétique	Analogique	15 l	50°C–380°C	200–1600 tr/min	Acier inoxydable à revêtement céramique	ø 13,5 cm	26,4×10,1×16,3 cm	2,5 kg	30680269
e-G21HP04C	Chauffage	Analogique	15 l	70°C–500°C	–	Céramique	10,2×10,2 cm	26,4×11,0×16,3 cm	2,5 kg	30680274
e-G21HP07C	Chauffage	Analogique	15 l	70°C–500°C	–	Céramique	17,8×17,8 cm	31,8×11,2×22,3 cm	3,9 kg	30680273
e-G21HPRDS	Chauffage	Analogique	15 l	50°C–380°C	–	Acier inoxydable à revêtement céramique	ø 13,5 cm	26,4×10,1×16,3 cm	2,5 kg	30680272
e-G21ST04R	Agitation magnétique	Analogique	15 l	–	200–1600 tr/min	Résine	10,2×10,2 cm	26,4×11,0×16,3 cm	2,1 kg	30680277
e-G21ST07R	Agitation magnétique	Analogique	15 l	–	200–1600 tr/min	Résine	17,8×17,8 cm	31,8×11,2×22,3 cm	2,8 kg	30680276
e-G21STRDS	Agitation magnétique	Analogique	15 l	–	200–1600 tr/min	Acier inoxydable à revêtement céramique	ø 13,5 cm	26,4×10,1×16,3 cm	2,5 kg	30680275

Accessoires

Description	e-G21HP04C e-G21HPRDS	e-G21HP07C e-G21HPRDS	e-G21ST04R e-G21STRDS	e-G21ST07R e-G21STRDS	e-G21HS04C e-G21HSRDS	e-G21HS07C e-G21HSRDS	Référence
Pince	•	•	•	•	•	•	30500597
Récupérateur de barreau aimanté			•	•	•	•	30500598
Barreau aimanté 2,5 cm PTFE			•	•	•	•	30400147
Barreau aimanté 3,8 cm PTFE			•	•	•	•	30400148
Barreau aimanté 7 cm PTFE			•	•	•	•	30400149
Barreau aimanté 10 cm avec anneau central PTFE			•	•	•	•	30400150
Kit de support thermomètre e-G31	•	•				•	30692826
Barreau aimanté 3,8 cm avec anneau central PTFE *			•	•	•	•	30726783

* Paquet de 5 barreaux aimantés



30400157



30500571



30500572



30500573



30500574



30500575



30500576



30500577



30500578



30500579



30500580



30500581



30500582



30500583



30500584



30500585



30500586



30500587



30500588



30500589



30500590



30500591



30500592



30500593



30500594



30500597



30500598



30400150



30973298



30400145



30400146



30400147



30400149



30726783



30392195



30392314



30392318



30910731



30910732



30910733



30910734



30500570