

Descriptif de la gamme **KIT***lab*



PIETEMENTS : métalliques, protégés par résine époxy cuite au four, de couleur rouge chinois ou blanc, munis de vérins de réglage

BANDEAU DE FACADE : stratifié blanc, bleu flash, jaune genêt ou gris.

BANDEAU ARRIERE : mélaminé blanc hydrofuge

CACHE-FLUIDES : mélaminé blanc hydrofuge

BUTEE DE MEUBLE : tube métallique protégé par résine époxy rouge chinois ou blanc.

PLAN DE TRAVAIL : 4 revêtements :

- Glace émaillée trempée sans plomb - de couleur « glace » - sur support aggloméré hydrofuge, bordée PVC blanc à l'avant.
- Stratifié postformé sur chant de façade de couleur blanc.
- Résine Top Lab Base sur support aggloméré hydrofuge, dessus blanc, bordé PVC blanc à l'avant.
- Dalle de grès étiré sur support aggloméré hydrofuge ép.19mm bordé PVC blanc à l'avant.

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES :

- Dossieret : mélaminé hydrofuge deux faces sur support aggloméré haute densité, pouvant recevoir robinetteries et prises électriques.
- Tablette : mélaminé hydrofuge sur deux faces de couleur blanche, chants blanc, rouge, bleu flash, jaune genêt ou gris
- Robinetterie de laboratoire : revêtue de résine époxy gris à la norme européenne.
- Prises électriques (unitaire ou bloc).

MEUBLES :

- Mobiles ou fixes,
- Corps en mélaminé blanc hydrofuge
- Façade : finition en blanc
- Poignée filante blanche PVC

NOTA : la visserie de montage ainsi que la visserie de liaison sont systématiquement prévues pour toute paillasse, meubles, armoires et sorbonnes standards.


1) PAILLASSE SECHE NUE (piétement prof. 600)	4
2) PAILLASSE SECHE AVEC DOSSERET / TABLETTE	5
3) PAILLASSE HUMIDE NUE (piétement prof.600)	6
4) PAILLASSE HUMIDE AVEC DOSSERET / TABLETTE	7
5) PAILLASSE SECHE NUE (piétement prof. 750)	8
6) PAILLASSE HUMIDE NUE (piétement prof. 750)	8
7) DOSSERET TABLETTE	9
8) PLAGE TECHNIQUE (pour paillasses centrales)	9
9) CAISSON TECHNIQUE CENTRAL.....	10
10) ABOUT DE FINITION	11
11) HABILLAGE DE PIETEMENTS.....	11
12) REMPLISSAGE STRATIFIE (droite ou gauche)	12
13) RETOUR DE DOSSERET.....	13
14) ANGLE NU.....	14
15) ANGLE AVEC DOSSERET TABLETTE	15
16) BLOC CUVE FACULTE	16
17) TABLE DE BALANCE	16
18) LAVERIE NUE.....	17
19) LAVERIE AVEC DOSSERET / TABLETTE	18
20) PAILLASSE MOBILE.....	19
21) MEUBLE MOBILE.....	20
22) TABLETTE SOUS PAILLASSE.....	21
23) MEUBLE ENCASTRABLE A PORTES COULISSANTES.....	22
24) PLACARD MURAL.....	23
25) PLACARD POUR CAISSON TECHNIQUE VITRE 2 FACES	24
26) ARMOIRE A PORTES PLEINES	25
27) ARMOIRE VITRINE.....	25
28) ARMOIRE A TIROIRS VERTICAUX.....	26
29) HOTTE AUTOPORTEUSE.....	27
30) SORBONNE A REGISTRE HT1830	28
31) SORBONNE A REGISTRE HT1520	29
32) SORBONNE A CAISSON.....	30
33) SORBONNE CHARGES ACIDES	31
34) PAILLASSE SOUS SORBONNE (registre, caisson, charges acides).....	32
35) SORBONNE D'ATTAQUE.....	33
36) PAILLASSE SOUS SORBONNE D'ATTAQUE	34
37) VENTILATION	35
38) ROBINETTERIE.....	37
39) ELECTRICITE.....	43
40) FLEXIBLES PLOMBERIE.....	44
41) PRODUITS COMPLEMENTAIRES.....	45

1) PAILLASSE SECHE NUE (piétement prof.600mm)

Dimensions hors tout (LxP)	Glace Emailée	Stratifié Postformé	Résine Top Lab Base	Grès Etiré
600x600	8000	8003	9000	8007
900x600	8010	8013	9001	8017
1200x600	8020	8023	9002	8027
1500x600	8030	8033	9003	8037
1800x600	8046	8047	9004	8300
600x750	8050	8053	9005	8057
900x750	8060	8063	9006	8067
1200x750	8070	8073	9007	8077
1500x750	8080	8083	9008	8087
1800x750	8096	8097	9009	8301

Composition :

- 1 plan de travail sec
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.600mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 butée de meuble
- 2 ou 3 rallonges pour les paillasse de prof.750mm avec des piétements de prof.600mm



NOTA : la paillasse de prof.750mm est équipée en standard, d'un piétement de prof.600mm, qui ne peut pas accueillir de dossier tablette. Pour ajouter celui-ci à posteriori, prévoir un piétement de prof.750mm

Paillasse 600-900-1200-1500mm



Paillasse 1800mm



2) PAILLASSE SECHE AVEC DOSSERET / TABLETTE

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée	Stratifié postformé	Résine Top Lab Base	Grès étiré
----------------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------

Piètements prof.600mm


600x750	8100	8103	9010	8107
900x750	8110	8113	9011	8117
1200x750	8120	8123	9012	8127
1500x750	8130	8133	9013	8137
1800x750	8146	8147	9014	8304

Piètements prof.750mm

600x900	8150	8153	9015	8157
900x900	8160	8163	9016	8167
1200x900	8170	8173	9017	8177
1500x900	8180	8183	9018	8187
1800x900	8196	8197	9019	8305

Composition :

- 1 plan de travail sec
- 2 ou 3 piètements métalliques
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 dossier à équiper
- 2 ou 3 supports tablette
- 1 tablette largeur 160mm (débord avant 10mm)
- 1 butée de meubles métallique



Paillasses 600-900-1200-1500mm



Paillasse 1800mm



3)

PAILLASSE HUMIDE NUE (piétements prof.600mm)

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée bénitier encastré en PP noir	Stratifié postformé bénitier encastré en PP noir	Résine Top Lab Base bénitier encastré en PP noir	Grès étiré bénitier encastré en grès blanc
1200x600	8240	8223	9020	8227
1500x600	8250	8233	9021	8237
1800x600	8246	8247	9022	8302
1200x750	8260	8273	9023	8277
1500x750	8290	8283	9024	8281
1800x750	8296	8297	9025	8303

Composition :

- 1 plan de travail humide (bénitier 300x150x90mm)
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.600mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 butée de meubles
- 2 ou 3 rallonges pour les paillasses de prof. 750mm avec des piétements de prof.600mm

Paillasses 1200-1500mm



Paillasse 1800mm



4) PAILLASSE HUMIDE AVEC DOSSERET / TABLETTE

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée bénitier encastré en PP noir	Stratifié postformé bénitier encastré en PP noir	Résine Top Lab Base bénitier encastré en PP noir	Grès étiré bénitier encastré en grès blanc
----------------------------------	--	---	---	--

Piètements prof.600mm


1200x750	8340	8323	9026	8327
1500x750	8350	8333	9027	8337
1800x750	8346	8347	9028	8306

Piètements prof.750mm

1200x900	8360	8373	9029	8377
1500x900	8390	8383	9030	8387
1800x900	8396	8397	9031	8307

Composition :

- 1 plan de travail humide (bénitier 300x150x90mm)
- 2 ou 3 piètements métalliques
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 dossier à équiper
- 2 ou 3 supports tablettes
- 1 tablette largeur 160mm (débord AV 10mm)
- 1 butée de meubles



Paillasse 1200-1500mm



Paillasse 1800mm




5) PAILLASSE SECHE NUE (piétement prof.750mm)

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée	Stratifié postformé	Résine Top Lab Base	Grès étiré
600x750	8650	8653	9032	8657
900x750	8660	8663	9033	8668
1200x750	8666	8675	9034	8669
1500x750	8685	8683	9035	8679
1800x750	8696	8697	9036	8308

Composition :

- 1 plan de travail sec
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.750mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 butée de meubles



6) PAILLASSE HUMIDE NUE (piétement prof.750mm)

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée bénitier encastré en PP noir	Stratifié postformé bénitier encastré en PP noir	Résine Top Lab Base bénitier encastré en PP noir	Grès étiré bénitier encastré en grès blanc
1200x750	8760	8773	9037	8787
1500x750	8790	8788	9038	8789
1800x750	8797	8798	9039	8309

Composition :


- 1 plan de travail humide (bénitier 300x150x90mm)
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.750mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 cache-fluides
- 1 butée de meubles



LES ACCESSOIRES POUR PAILLASSES

7) DOSSERET TABLETTE

Dimensions (L)	MURAL prof.150mm	MURAL prof.300mm	CENTRAL prof.300mm
600	4205	4243	4204
900	4215	4253	4214
1200	4225	4263	4224
1500	4235	4273	4234
1800	4245	4283	4244



8) PLAGE TECHNIQUE (pour pailleasse centrale)

Dimensions (LxP)	SECHE	HUMIDE bénitier en PP noir 300x150x90mm
600x300	4202	---
900x300	4212	---
1200x300	4222	4207
1500x300	4232	4217
1800x300	4242	4227




9) CAISSON TECHNIQUE CENTRAL

Dimensions hors tout (LxP)	SEC	HUMIDE bénitier en PP noir 300x150x90mm
600x300	4257	---
900x300	4267	---
1200x300	4278	4277
1500x300	4288	4287
1800x300	4298	4297

Composition :

- 1 caisson en mélaminé
- 2 potences en stratifié
- 1 plage technique sèche ou humide



10) ABOUT DE FINITION

Pour paillasse murale

Dimensions	Référence
718x183	4708


Pour paillasse centrale

Dimensions	Référence
718x365	4701

ABOUT MURAL



ABOUT CENTRAL



11) HABILLAGE PIETEMENT

Dimensions	Référence
Pour piétement profondeur 600mm	4604
Pour piétement profondeur 750mm	4606



12) REPLISSAGE STRATIFIE (Droite ou Gauche)

Dimensions (LxP)	Référence
300x600 NU	8850
300x750 DT	8851
300x750 NU	8852
300x900 DT	8853



Sans dossier-tablette

Avec dossier-tablette




13) RETOUR DE DOSSERET

Dimensions hors tout (LxP)	Référence	Dimensions hors tout (LxP)	Référence
150x750	4002	300x750	4005
150x900	4003	300x900	4006

Composition :

- 1 dossieret
- 1 tablette
- 2 supports tablettes




Cet élément est réversible et se pose indifféremment à droite ou à gauche

14) ANGLE NU

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée	Stratifié postformé	Résine Top Lab Base	Grès étiré
600x600	8040	8043	9040	8041
750x750	8090	8093	9042	8091

Composition :

- 1 plan de travail
- 1 piétement d'angle à relier à 2 paillasse standards



15) ANGLE AVEC DOSSERET TABLETTE

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée	Stratifié postformé	Résine Top Lab Base	Grès étiré
750x750	8140	8143	9041	8141
900x900	8190	8193	9043	8191

Composition :

- 1 plan de travail
- 1 piétement d'angle
- 1 dossier tablette d'angle profondeur 150
- 4 supports tablettes



16) BLOC CUVE FACULTE

Dimensions hors tout (LxP)	Grès sur ossature métallique
500x750	8830

Composition :

- 1 cuve grès 500x600x380mm
- 1 ossature métallique
- 1 dossier à équiper
- 1 tablette largeur 160mm (débord AV 10mm)
- 2 supports tablettes



17) TABLE DE BALANCE

Description	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
Nue	600	900	600	8600
Avec D/T	600	900	750	8601
Nue	600	900	750	8610
Avec D/T	600	900	900	8611

Composition :

- plan de travail stratifié évidé (découpe de 45x45mm) protecteur de la masse anti-vibratile sur support isolé composé d'un granit collé sur un support en béton reposant sur une structure métallique de tube de section 40x40mm.



18) LAVERIE NUE

Dimensions hors tout (LxP)	Grès étiré sur meuble	Polypropylène sur meuble	Inox 304L sur meuble	Grès étiré sur pieds	Polypropylène sur pieds
600x600	8442	8403		8446	8460
900x600	8412	8413		8455	8461
1200x600 1 cuve centrée	8436				
1200x600 2 cuves	8414	8419		8489	8462
1500x600	8404	8433	8435	8425	8465
600x750	8443	8464		8447	8480
900x750	8415	8463		8416	8481
1200x750 1 cuve centrée	8437				
1200x750 2 cuves	8405	8420		8426	8421
1500x750	8406	8483		8427	8484

Dimensions hors tout (LxP)	Grès étiré sur meuble 1 cuve centrée 530x360x280
900x750	8438

Composition :

- 1 meuble fixe sous cuve
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 siphon
 - 1 bandeau de façade stratifié
- OU
- 2 piétements métalliques
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 siphon
 - 1 bandeau de façade stratifié
 - 1 bandeau arrière
 - 1 cache-fluides
 - 1 butée de meubles



NOTA :

Longueur 600 (cuve centrée) :

En grès étiré : 1 cuve 360x370x210

En polypropylène : 1 cuve 380x38x210

Longueur 1200 :

En grès étiré : 1 cuve centrée 360x370x210

ou 2 cuves 360x370x210

En polypropylène : 2 cuves 380x380x210

Longueur 900 (cuve centrée) :

En grès étiré : 1 cuve 360x370x210

ou 1 cuve 530x360x280

En polypropylène : 1 cuve 540x380x310

Longueur 1500 :

En grès étiré : 2 cuves 360x370x210

En polypropylène : 2 cuves 380x38x210

En inox : 2 cuves 400x340x360

19) LAVERIE AVEC DOSSERET / TABLETTE

Dimensions hors tout (LxP)	Grès étiré sur meuble	Polypropylène sur meuble	Inox 304L sur meuble	Grès étiré sur pieds	Polypropylène sur pieds
600x750	8444	8505	---	8448	8466
900x750	8512	8513	---	8459	8467
1200x750 1 cuve centrée	8439		---		
1200x750 2 cuves	8417	8422	---	8490	8468
1500x750	8407	8533	8535	8428	8469
600x900	8445	8564	---	8449	8485
900x900	8562	8563	---	8418	8486
1200x900 1 cuve centrée	8440		---		
1200x900 2 cuves	8408	8423	---	8429	8424
1500x900	8409	8583	---	8430	8488

Dimensions hors tout LxP	Grès Etiré sur meuble 1 cuve centrée 530x360x280
900x900	8441

Composition :

- 1 meuble fixe sous cuve
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 dossier à équiper
 - 2 supports tablette
 - 1 tablette largeur 160 (débord avant 10mm)
 - 1 siphon
- OU
- 2 piétements métalliques
 - 1 plan de travail laverie
 - 1 dossier à équiper
 - 2 supports tablettes
 - 1 tablette largeur 160 (débord avant 10 mm)
 - 1 siphon
 - 1 bandeau avant stratifié
 - 1 bandeau arrière
 - 1 cache-fluides arrière
 - 1 butée de meubles



Pour les cuves, cf. NOTA Laverie Nue


20) PAILLASSE MOBILE SUR ROULETTES

Dimensions hors tout (LxP)	Sans étagère basse	Avec étagère basse
1200x600	8812	8814
1500x600	8813	8819
1800x600	8823	8821
1200x750	8817	8815
1500x750	8818	8820
1800x750	8824	8822

Composition :

- plan de travail en stratifié postformé
- ossature mécano-soudée 40x40 mm
- 4 roulettes (diam.80mm), dont 2 à freins
- charge maximale 240kgs

LIVRE MONTEE



Tablette mélaminé blanc
avec raidisseur

21) MEUBLE MOBILE

DESIGNATION	Largeur théorique réelle	Hauteur	Profondeur	Référence	Descriptif
MEUBLE A PORTES	535	720	450	8604	- 1 porte - 1 étagère
	835	720	450	8614	- 2 portes - 1 étagère
MEUBLE A TIROIRS	535	720	450	8605	- 3 tiroirs
	835	720	450	8615	- 3 tiroirs
MEUBLE MIXTE	535	720	450	8606	- 1 porte + 1 tiroir - 1 étagère
	835	720	450	8616	- 2 portes + 1 tiroir - 1 étagère
MEUBLES SOUS CUVE	535	720	450	8620	- 1 porte
	835	720	450	8621	- 2 portes
MEUBLE A 2 TIROIRS	835	720	450	8617	- 2 tiroirs compartimentés
	835	720	450	8618	- 2 tiroirs verticaux
MEUBLE A 2 TIROIRS	535	635	450	8619	- 2 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus avec serrure
MEUBLES A 2 PORTES	1135	720	450	M462	- 2 portes - 1 étagère

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces, intérieur et extérieur
- façade : finition blanc
- poignée filante en PVC blanc
- 4 roulettes (diam.80mm) dont 2 à freins

MEUBLES A TIROIRS


- tiroirs : côtés métal peints époxy, fond et derrière en mélaminé
- résistance par tiroirs : 20 kgs

MEUBLES A PORTES

- charnières invisibles : ouverture à 170°
- 1 tablette réglable sur taquets
- amortisseur de porte

LIVRE MONTE (seules les 4 roulettes sont à fixer)

MEUBLE MOBILE (SUITE)



22) TABLETTE SOUS PAILLASSE

Pour pailleasse avec piétements prof.600mm

Longueur	largeur	Référence
600	520	9315
900	520	9316
1200	520	9317
1500	520	9318
1800	520	9319

Pour pailleasse avec piétements prof.750mm


Longueur	largeur	Référence
600	670	9320
900	670	9321
1200	670	9322
1500	670	9323
1800	670	9324

DEMI-TABLETTE (SOUS PAILLASSE 1800)

Pour paillasse avec piétements prof.600mm

Longueur	largeur	Référence
855	520	9325

Paillasses 600-900-1200-1500mm



Pour paillasse avec piétements prof.750mm

Longueur	largeur	Référence
855	670	9326

Paillasse 1800mm



23) MEUBLE ENCASTRABLE A PORTES COULISSANTES

Longueur	Largeur (pieds prof.600mm)	Ref.
1200	600	4614
1500	600	4615
1800	600	4616

Paillasses 1200-1500mm



Longueur	Largeur (pieds prof.750mm)	Ref.
1200	750	4617
1500	750	4618
1800	750	4619

Paillasse 1800mm



DEMI-PLACARD (SOUS PAILLASSE 1800)

Longueur	Largeur (pieds prof.600mm)	Ref.
855	600	4620

Longueur	Largeur (pieds prof.750mm)	Ref.
855	750	4621


LIVRE EN KIT - A MONTER OBLIGATOIREMENT SOUS UNE PAILLASSE

24) PLACARD MURAL

Description	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
A portes pleines	900	800	370	8624
A portes vitrées	900	800	350	8626

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces, intérieur et extérieur
- 1 tablette réglable sur taquets en mélaminé,
- pièces de fixation murale (réglables)
- à 2 portes pleines battantes en mélaminé à préhension sans poignée, avec charnières invisibles 170° (**LIVRE MONTE**)
- à 2 portes vitrées coulissantes (**LIVRE MONTE**)



25) PLACARD POUR CAISSON TECHNIQUE VITRE 2 FACES

Description	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
A 2 portes vitrées coulissantes biface	900	735	350	8627

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces, intérieur et extérieur
- 1 tablette réglable sur taquets
- à 2 portes vitrées coulissantes sur les 2 faces
(LIVRE SEMI-MONTE)



26) ARMOIRE A 2 PORTES PLEINES

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	2000	416	8636

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces, intérieur et extérieur
 - façade : finition blanc
 - charnières invisibles avec ouverture à 170°
 - 3 étagères dont 2 réglables en hauteur
 - 1 serrure et 2 poignées ponctuelles blanches
- (LIVREE EN KIT)**



27) ARMOIRE VITRINE

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	2000	Partie basse 600 Partie haute 350	8634

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces intérieur et extérieur
- PARTIE BASSE : portes pleines, poignées filantes en PVC blanc, une étagère réglable sur taquets, charnières invisibles, ouverture à 170°
- PARTIE HAUTE : 2 portes vitrées coulissantes, 2 étagères sur taquets

(LIVREE MONTEE en 2 parties)



28) ARMOIRE A TIROIRS VERTICAUX

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	600	2000	750	8635

Composition :

- en mélaminé blanc hydrofuge toutes faces intérieur et extérieur
- façade: finition blanc
- 2 tiroirs verticaux montés sur bras télescopiques (charge utile 100 kg) avec poignée ponctuelle blanche
- 12 étagères à bords relevés (6 par tiroirs)
- accessoires de fixation murale : ce rangement doit impérativement être vissé au mur en partie haute (1 point de fixation)

(LIVREE MONTEE)



29) HOTTE AUTOPORTEUSE

Dimensions	Longueur 1200	Longueur 1500
Hauteur 1520	8672	8682
Hauteur 1830	8772	8782

Ouverture de travail :

Hauteur 900

Largeur 1156


Largeur 1456

Composition :

- hotte ouverte à côtés pleins, à poser sur paillasse
- montants mélaminés hydrofuges blanc
- éclairage intérieur IP65
- extraction directe par le haut diamètre 200 mm F

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur
- variateur manuel (commandé par potentiomètre) sur demande en option



**SORBONNES CONFORME A LA NORME FRANCAISE XPX 15206
ET A LA NORME EUROPEENNE NF EN 14175**

30) SORBONNE A REGISTRE A DEBIT OPTIMISE HT 1830MM

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	1830	800	2647
	1500	1830	800	2648
	1800	1830	800	2649
	1200	1830	950	2651
	1500	1830	950	2652
	1800	1830	950	2653

Ouverture de travail : hauteur 900 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :

- sorbonne avec façade mobile en verre sécurit, côtés pleins
- éclairage hors flux d'air (en dehors de l'enceinte)
- registre PVC répartiteur d'air
- glace sécurit avec système parachute
- montants mélaminés hydrofuges
- alarme audiovisuelle de défaut de débit d'air
- blocage de la glace à 400mm de plan de travail (déblocage manuel)
- logo Kit Lab
- vitesse moyenne frontale de 0.3 m/s minimum

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur incluant variateur de fréquence à 2 vitesses dont une économique
- raccordement ventilation diamètre 250mm



31) SORBONNE A REGISTRE A DEBIT OPTIMISE HT 1520MM

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	1520	800	2641
	1500	1520	800	2642
	1800	1520	800	2643
	1200	1520	950	2644
	1500	1520	950	2645
	1800	1520	950	2646

Ouverture de travail : hauteur 750 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :

- mêmes caractéristiques que le modèle hauteur 1830 **mais hauteur 1520**
- vitesse moyenne frontale de 0.3 m/s minimum

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur incluant variateur de fréquence à 2 vitesses dont une économique
- raccordement ventilation diamètre 250mm



32) SORBONNE A CAISSON A DEBIT OPTIMISE

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	1830	800	2662
	1500	1830	800	2663
	1800	1830	800	2664
	1200	1830	950	2665
	1500	1830	950	2666
	1800	1830	950	2667
	1200	1520	800	2654
	1500	1520	800	2655
	1800	1520	800	2656
	1200	1520	950	2657
	1500	1520	950	2658
	1800	1520	950	2659

Ouverture de travail :

Hauteur 1830mm : hauteur 900 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Hauteur 1520mm : hauteur 750 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :

- mêmes caractéristiques que la sorbonne à registre **mais avec récupération des condensats**
- vitesse moyenne frontale de 0.3 m/s minimum

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur incluant variateur de fréquence à 2 vitesses dont une économique
- raccordement ventilation diamètre 250mm



33) SORBONNE CHARGES ACIDES A DEBIT OPTIMISE

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Référence
	1200	1830	800	2690
	1500	1830	800	2691
	1800	1830	800	2692
	1200	1830	950	2693
	1500	1830	950	2694
	1800	1830	950	2695
	1200	1520	800	2684
	1500	1520	800	2685
	1800	1520	800	2686
	1200	1520	950	2687
	1500	1520	950	2688
	1800	1550	950	2689

Ouverture de travail :

Hauteur 1830mm : hauteur 900 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Hauteur 1520mm : hauteur 750 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :

- mêmes caractéristiques que la sorbonne à registre **mais avec habillage intérieur en polypropylène et récupération des condensats**
- vitesse moyenne frontale de 0.3 m/s minimum

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur incluant variateur de fréquence à 2 vitesses dont une économique
- raccordement ventilation diamètre 250mm



34) PAILLASSE A REBORD SOUS SORBONNE (registre, caisson, charges acides)

Dimensions hors tout (LxP)	Glace émaillée bénitier encastré en PP noir	Grès étiré bénitier encastré en grès blanc
1200x750	8205	8201
1500x750	8206	8202
1800x750	8209	8203
1200x900	8204	8220
1500x900	8210	8225
1800x900	8219	8245

Composition :

- 1 plan de travail humide avec rebord a l'avant (bénitier 300x150x90mm)
- 1 cache-fluides
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.600 ou 750mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 butée de meubles

Equipements à rajouter si besoin :

- blocs ou prises électriques sur bandeau avant
- robinets commande à distance sur bandeau avant

Paillasses 1200-1500mm



Paillasse 1800mm



35) SORBONNE D'ATTAQUE A DEBIT OPTIMISE (avec caisson assécheur)

Dimensions hors tout	Largeur	Hauteur	Profondeur	Réf.
	1200	1830*	800	2676
	1500	1830*	800	2677
	1800	1830*	800	2678
	1200	1830*	950	2679
	1500	1830*	950	2682
	1800	1830*	950	2683
	1200	1520*	800	2668
	1500	1520*	800	2669
	1800	1520*	800	2670
	1200	1520*	950	2673
	1500	1520*	950	2674
	1800	1520*	950	2675

1830* : hauteur 2200 avec caisson assécheur

1520* : hauteur 1900 avec caisson assécheur

Ouverture de travail :

Hauteur 1830mm : hauteur 900 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Hauteur 1520mm : hauteur 750 ; largeur 1000, 1300 ou 1600

Composition :

- même caractéristiques que la sorbonne à registre **mais avec lavage du caisson d'aspiration arrière** (raccordements eaux usées et eau froide (3 bars maxi) à prévoir)
- vitesse moyenne frontale de 0.35 m/s minimum (0.5 m/s maximum)

Equipements à rajouter si besoin :

- paillasse
- ventilateur incluant variateur de fréquence à 2 vitesses dont une économique
- raccordement ventilation diamètre 250mm
- habillage intérieur entièrement en polypropylène (côté et plafond)



36) PAILLASSE SOUS SORBONNE D'ATTAQUE

Dimensions hors tout (LxP)	Grès étiré bénitier encastré en grès blanc
1200x750	8215
1500x750	8216
1800x750	8217
1200x900	8257
1500x900	8258
1800x900	8259

Composition :

- 1 plan de travail humide avec rebord à l'avant (bénitier 300x150x90mm)
- 1 cache-fluides
- 2 ou 3 piétements métalliques prof.600 ou 750mm
- 1 bandeau de façade stratifié
- 1 bandeau arrière
- 1 butée de meubles

Equipements à rajouter si besoin :

- blocs ou prises électriques sur bandeau avant
- robinets commande à distance sur bandeau avant

Paillasses 1200-1500mm




Paillasse 1800mm





37) VENTILATION

VENTILATEURS	IP55	ATEX IIBT4	
VENTILATEUR CENTRIFUGE P222 Avec variateur de fréquence à 2 vitesses par capteur de position de vitre <u>Descriptif :</u> - 250 W - 1000 m3/h à 450 Pa - Pose en caisson diam. 200 mm (HSFP 2650 mini) - Pose en parcours diam. 200 mm (en extérieur ou en intérieur position RD90) - Option dalle béton pour pose en terrasse	5024 5045 8969	5025 5044 8969	 
VENTILATEUR CENTRIFUGE PC252 Avec variateur de fréquence à 2 vitesses par capteur de position de vitre <u>Descriptif :</u> - 750 W - 1000 m3/h à 700 Pa - Pose en parcours diam. 200 mm (en extérieur ou en intérieur position RD90) - Option dalle béton pour pose en terrasse	5046 8969	5047 8969	
VENTILATEUR AXIAL TCV252 Avec variateur de fréquence à 2 vitesses par capteur de position de vitre <u>Descriptif :</u> - 370 W - 1000 m3/h à 700Pa - Pose en terrasse diam. 200 mm (en extérieur ou en intérieur)	5022	2680001	

- Chaise triangulaire pour pose en façade	8968	8968	
CONTROLEUR DE DEBIT D'AIR et avec sonde de température	5540		
ACCESSOIRES DE VENTILATION	D200	D250	
RACCORDEMENT VENTILATION - pour raccordement extraction d'air (gaine souple longueur 1 mètre + 2 colliers)	5511	5512	
- gaine flexible PVC M1 (le mètre) - collier plastique pour gaine flexible - tube PVC M1 rigide (le mètre) - coude PVC 90° FF M 1 - coude PVC 45° FF M 1 - collier 2 parties pour fixation murale tube rigide - clapet de réglage manuel PVC MF - clapet anti-retour PVC MF - diffuseur à grille à coupe biaise PVC F - chapeau de sortie vertical PVC F	5521 5547 5524 5542 5642 5527 5538 5606 5536 5624	268552 2 268554 8 268552 5 268554 3 268552 3 268552 9 5539 5607 5622 5625	
- réduction excentrée PVC 200F/250M - réduction excentrée PVC 250F/315M	5526 5620		





38) ROBINETTERIE (selon norme européenne NF EN 13792)

ROBINETTERIE (nouveau coloris : gris)	REF.	
ROBINET SUR DOSSERET OU SUR TABLE prise EF (eau froide)	4760	
ROBINET SUR DOSSERET - mélangeur EC/EF col de cygne à 250 - col de cygne EF à 150 - col de cygne EF à 250 - col de cygne ED (eau déminéralisée) à 160 - col de cygne ED à 250	4759 4764 4768 4767 4769	 
ROBINET SUR DOSSERET - AC (air comprimé)	4761	

- Vide * (possibilité robinet gaz rares : azote, oxygène, hélium, hydrogène)	4762	
ROBINET SUR DOSSERET - gaz : robinet simple - gaz : robinet double à 90°	4763 4765	 
ROBINET SUR TABLE - mélangeur EC/EF col de cygne à 250 monotrou - col de cygne EF à 150 - col de cygne EF à 250 - col de cygne ED à 150 - col de cygne ED à 300	4774 4770	 


Robinet à bec fixe	4778 4777 4779	
--------------------	----------------------	---

ROBINETTERIE (nouveau coloris : gris)	REF.	
ROBINET SUR TABLE - AC (air comprimé) - Vide *(possibilité robinet gaz rares : azote, oxygène, hélium, hydrogène)	4771 4772	
ROBINET SUR TABLE - gaz : robinet simple	4773	
- gaz : robinet double à 90°	4766	
ROBINET SOUS CAISSON - EF prise double (G1/2")	4785	


ROBINET SOUS CAISSON - AC double (G1/2")	4786	
- Vide double (G1/2")	4787	
ROBINET SOUS CAISSON - Gaz double (G1/2")	4788	
ROBINET COMMANDE A DISTANCE - col de cygne EF à 150 (G1/2") - col de cygne ED à 150 (G1/2") Col de cygne fixe, robinet commande à distance par tringle	4790 4797	
ROBINET COMMANDE A DISTANCE - prise gaz (G1/2") - prise sur table, robinet commande à distance par tringle	4793	

ROBINETTERIE (nouveau coloris : gris)	REF.	
Mitigeur chromé sur table à commande au coude	2514811	
Col de cygne eau tiède avec pré-mélangeur à commande à pédale au pied col de cygne sur table col de cygne sur dossier	2514819 2514820	
Col de cygne eau tiède sur table avec pré-mélangeur à commande fémorale table col de cygne sur col de cygne sur dossier	2514802 2514803	


39) ELECTRICITE

ELECTRICITE	Réf.	
PRISES ELECTRIQUES EN SAILLIE 3 prises de courant non protégées <u>Descriptif :</u> - 3 prises de courant mono 2P+T 10/16 A 220V à fixer sur le dosseret, le caisson ou le bandeau - sans câble - vis de fixation fournies	4668	
PRISES ELECTRIQUES EN SAILLIE 4 prises de courant protégées <u>Descriptif :</u> - 4 prises de courant mono 2P+T 10/16 A 220V à fixer sur le dosseret, le caisson ou le bandeau - sans câble - vis de fixation fournies	4669	
PRISE ELECTRIQUE EN SAILLIE Unique non protégée PLEXO IP55 blanche <u>Descriptif :</u> - prise de courant mono 2P+T 10/16 A 220V à fixer sur le dosseret, le caisson ou le bandeau - non câblée - vis de fixation fournies	4650 9534647	
PRISE ELECTRIQUE A ENCASTRER <u>Descriptif :</u> - Prise unitaire, non protégée 10/16 A. ARNOULD à volet IP44 - non câblée - vis de fixation fournies	1776343	
BLOC DE 4 PRISES DE COURANT MOSAIC <u>Descriptif :</u> - 4 prises de courant mono 2P+T 10/16 A à couvercle à fixer sur table - avec 3 m de câble 1000 Ro2V, 3 brins de 2.5²	25154	

40) FLEXIBLES PLOMBERIE

FLEXIBLE D'ALIMENTATION	REF.	
FLEXIBLES TOUS FLUIDES - Alimentation EC/EF sur dossieret 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle -Alimentation EC/EF sur table 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle - Alimentation AC/Azote sur dossieret 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle - Alimentation AC/Azote sur table 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle -Alimentation GAZ de ville sur dossieret 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle -Alimentation GAZ de ville sur table 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle -Alimentation GAZ bouteille butane/propane sur dossieret 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle -Alimentation GAZ bouteille butane/propane sur table 15/21 mâle pour attente 15/21 mâle <u>Composition :</u> - flexible tressé + gaine long. 80 cm - 1 écrou femelle 1/2" - 1 écrou femelle coudé 1/2"	4730 4735 4731 4737 4754 4755 4756 4757	
FLEXIBLE VIDANGE (évacuation pour cuve et bénitier) <u>Composition :</u> - flexible PVC long.80cm avec 2 raccords MM Pour raccordement en attente diam. 40 mm	4733	

41) PRODUITS COMPLEMENTAIRES



Code	Produits	Longueur
2060	Dossieret	600x340
2061		900x340
2062		1200x340
2063		1500x340
2064		1800x340
2065	Dossieret mural	600
2066		900
2067		1200
2068		1500
2069		1800
2080	Tablette murale	600
2081		900
2082		1200
2083		1500
2084		1800
2085	Tablette centrale	600x320
2086		900x320
2087		1200x320
2088		1500x320
2089		1800x320

F102	Cache-fluides	600
F103		900
F104		1200
F105		1500
F106		1800
F210	Bandeau de façade	600
F211		900
F212		1200
F213		1500
F214		1800
F215	Bandeau arrière	600
F216		900
F217		1200
F218		1500
F219		1800
D927	Butée de meubles	600
D928		900
D929		1200
D930		1500
D931		1800
2100	Support de tablette murale	
2004	Piètement métallique d'angle	
D274	Piètement métallique	Ht900 P600
D275		Ht900 P750
4723	Habillage de chant de retour	
2190	Sachet visserie pour laverie 1500	
2191	Sachet visserie pour paillasse	
2192	Sachet visserie pour remplissage	
2193	Sachet visserie pour caisson	
2194	Sachet visserie pour retour D/T	
2195	Sachet visserie pour paillasse mobile	
2196	Sachet visserie pour angle	
2197	Sachet visserie pour D/T paillasse	
2198	Sachet visserie pour rallonge	
2199	Sachet visserie pour placard P coulissantes	
2200	Sachet visserie pour habillage piètement	
2201	Sachet visserie pour tablette sous paillasse	
2202	Sachet visserie pour D/T central	
2203	Sachet visserie pour retour de bandeau	
2204	Sachet visserie pour about de finition	
2205	Sachet visserie pour bloc PC	
2206	Sachet visserie pour laverie 600	
2207	Sachet visserie pour laverie 900	
4706	Cartouche de silicone	
4707	Pistolet applicateur	