



PREMIER FABRICANT FRANÇAIS DE BECS ÉLECTRIQUES

NOS ENGAGEMENTS

Nous nous engageons dans une démarche éco-responsable en éliminant les émissions de CO₂ et en mettant en avant notre technologie de bec électrique qui participe à la décarbonation de la planète.



Tous nos produits sont brevetés
et conformes aux normes
européennes CE
Garantie 3 ans



NOS PRODUITS



Le bec électrique MICROBIO est un appareil de chauffe pouvant se substituer au Bec Bunsen.

Il permet de **créer un espace de travail stérile jusqu'à 60 cm de diamètre**, pour ensemençer les milieux de culture, stériliser les instruments, **travailler le verre** ou chauffer des récipients. Il est parfaitement stable et peu encombrant (L160 mm x P165 mm x H134 mm). Sa température de chauffe est réglable et varie jusqu'à 880°C et est à 750°C en surface.



Le bec électrique de laboratoire LAB 2 ou LAB 3 est un appareil chauffant des tubes à essais ou autres récipients à fond plat, permettant de réaliser **diverses expériences de chimie** réalisées auparavant avec le Bec Bunsen. Il génère un flux d'air chaud opérationnel ascendant qui varie entre 650°C et 750°C selon le modèle. Il est parfaitement stable et peu encombrant (L149 mm x P167 mm x H191 mm). Il produit une flamme à l'aide d'une pastille posée au centre du bec (procédé Ecoflam).



Le bec électrique TECHNI+ est un appareil de chauffe pouvant se substituer au Bec Bunsen. Il permet de **stériliser vos instruments, de travailler le verre ou la réalisation de prothèses dentaires**. Il est utilisable **sous hotte** et pour toutes les manipulations en espace stérile. L'appareil est compact et ne prend pas plus de place qu'un Bec Bunsen (L90 mm x P118 mm x H93 mm).



Ce bec électrique TECHNIBEC 2.0 est polyvalent et est un très bon intermédiaire entre notre bec classique le LAB et celui plus spécialisé, le MICROBIO.

Il permet d'effectuer la plupart des manipulations réalisables avec un Bec Bunsen dans le cadre de **l'enseignement de la chimie et l'initiation à la microbiologie**. Il est parfaitement stable (L173 mm x P200 mm x H115 mm).

De nombreux accessoires accompagnent nos appareils - n'hésitez pas à nous contacter pour vous accompagner dans vos projets



TÉLÉPHONE :

(+33) 02 31 82 02 02



EMAIL :

service.client@k-factory.tech



SITE INTERNET :

www.electrical-burners-kfactory.com



3 Rue Denis Papin, 14840 Démouville, France