

RÉACTIFS CHIMIQUES ET KITS D'ANALYSES



Kit colorimétriques



Réactifs d'analyse & solutions chimiques

- Solutions tampons, étalons...



Kits et malles d'analyses personnalisées "à façon" ou standard par activités

- Plus de 60 paramètres possibles



Tests en tubes

Des méthodes d'analyses en tubes sont également disponibles et compatibles avec le PHOTOPOD et les spectrophotomètres

UVILINE : Azote total, Ammonium, DCO, Nitrates, Nitrites et Phosphates.
Liste des paramètres et des gammes sur demande.

SPECTROPHOTOMÈTRES

Spectrophotomètres PRIM

Les séries de spectrophotomètres PRIM Light et PRIM Advanced combinent une excellente qualité photométrique avec une manipulation simple et intuitive. Compacts et légers, ces spectrophotomètres répondent parfaitement à une utilisation courante : en enseignement, en laboratoire.

- **PRIM Light** : Logiciel interne simple et facile d'accès comprenant les mesures de base en spectrophotométrie, absorbance, transmittance et concentration mono-étalon.
- **PRIM Advanced** : Applications plus étendues en absorbance, transmittance, concentration multi-étalons, cinétique, multi-longueurs d'onde et balayage de spectre.



Spectrophotomètres uviline 9300 & 9600

Nos spectrophotomètres Uviline 9300 et 9600 combinent les meilleures innovations disponibles à ce jour en instrumentation analytique.

- Précision optimale grâce au faisceau de référence
- Grande résolution optique
- Le logiciel Spectralab est facile d'utilisation
- Pilotage à distance possible
- Ergonomique avec leur grand écran couleur

	9300	9600
Gamme spectrale	VIS : 320-1100 nm	UV-VIS : 190-1100 nm
Source	Halogène	Xénon
Bande passante	4 nm	
Précision en longueur d'onde	±1 nm	
Répétabilité en longueur d'onde	±0,5 nm	
Gamme photométrique	±3,500 Abs	
Balayage spectral	600nm/min	800nm/min