

CATALOGUE PAILLASSES

www.iberis.fr

DONATI SAS - 111 allée de la Mouche - 38350 SUSVILLE
Tél. +33 (0)4 76 81 05 35 - Mail commercial@donati.fr

Version 1

équipement laboratoire & enseignement : sorbonnes, paillasse, plans modulables

PAILLASSES

De conception entièrement modulaire, nos paillasse sont conformes à la norme NF X 15-201. Elles peuvent être munies d'équipements et d'accessoires optionnels leur permettant de s'adapter et de répondre aux spécificités de votre laboratoire.

Elle sont composées :

- D'une ossature porteuse
- D'un plan de travail (verre émaillé, grès, Toplab, Stratifié, stratifié postformé)
- D'un dosseret ou d'un dosseret-tablette, suivant le modèle choisi.


L'ossature porteuse est constituée de pieds métalliques traités anticorrosion, et revêtus d'une peinture époxy (Blanc RAL9010), de bandeau avant et arrière en partie haute, et d'un panneau cache-fluide en partie basse arrière. Ces trois éléments sont fabriqués à partir de panneau mélaminé hydrofugé CTBH.

La couleur du bandeau avant se décline en divers coloris :



Le chant avant de la tablette est assorti au bandeau de la paillasse.


1. PAILLASSES BOIS BANDEAU 140MM "PB"



Paillasse murales sèches




Paillasse humides
Laveries sur piètements



Paillasse d'extrémités
sèches et humides




Paillasse sous sorbonnes
sèches et humides




Cuves à laver sur châssis

1. PAILLASSES BOIS BANDEAU 140MM "PB" : PAILLASSES SÈCHES "PBS"



Type A

pieds toute profondeur, pour paillasse centrale ou avec dossier tablette



Type B

pieds + rallonges 150mm permettant le passage des fluides à l'arrière de la paillasse en l'absence d'un dossier tablette

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PBS8)

Largeur en mm	Profondeur plan de travail				Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm		Lettre à ajouter à la référence	
	Type A		Type B			
600	PBS9606A	PBS9706A	PBS9706B	PBS9906B	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
750	PBS9607A	PBS9707A	PBS9707B	PBS9907B	F	Post formé
900	PBS9609A	PBS9709A	PBS9709B	PBS9909B	V	Verre émaillé bords libres
1200	PBS9612A	PBS9712A	PBS9712B	PBS9912B	B	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1500	PBS9615A	PBS9715A	PBS9715B	PBS9915B	G	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
1800	PBS9618A	PBS9718A	PBS9718B	PBS9918B	A	Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm
	Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	750mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Exemple d'équipements complémentaires




Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier tablette (Prof paillasse + 150mm)



Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier (Prof paillasse + 19mm)

1. PAILLASSES BOIS BANDEAU 140MM "PB" : PAILLASSES SÈCHES "PBS"





PAILLASSE D'EXTREMITE PBSE9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PBSE9612	PBSE9712	PBSE9912	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
1500	PBSE9615	PBSE9715	PBSE9915	V	Verre émaillé bords libres
1800	PBSE9618	PBSE9718	PBSE9918	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
				G*	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
	Profondeur tout compris			T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Possibilité d'angles arrondis*
nous consulter.


*sauf revêtements avec rive avant



PAILLASSE SOUS SORBONNE PBSS9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail		Revêtement:	
	750mm		Lettre à ajouter à la référence	
1200	PBSS9712		V	Verre émaillé profil aéralique PVC à l'avant
1500	PBSS9715		G	Grès pressé profil aéralique PVC à l'avant
1800	PBSS9718			
	Profondeur tout compris			
	750 mm			+ 30 mm profil aéralique PVC à l'avant

1. PAILLASSES BOIS BANDEAU 140MM "PB" : PAILLASSES HUMIDES "PBH"



Composez votre paillasse humide
Choisissez votre structure, votre revêtement ,
puis la cuve adéquate et votre robinetterie dans
le catalogue des accessoires


Largeur	Profondeur plan de travail					Revêtement:	
en mm	600 mm	750mm		900mm		Lettre à ajouter à la référence	
		Type A	Type B				
600	PBH9606A	PBH9706A	PBH9706B	PBH9906B	S	Stratifié chants plats	
750	PBH9607A	PBH9707A	PBH9707B	PBH9907B	F	Post formé	
900	PBH9609A	PBH9709A	PBH9709B	PBH9909B	V	Verre émaillé bords libres	
1200	PBH9612A	PBH9712A	PBH9712B	PBH9912B	B	Verre émaillé bordure PVC à l'avant	
1500	PBH961A	PBH9715A	PBH9715B	PBH9915B	G	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant	
1800	PBH9618A	PBH9718A	PBH9718B	PBH9918B	A	Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm	
	Profondeur tout compris					T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm		900 mm		+ 5 mm si bordure de rive	

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PBH8)

1. PAILLASSES BOIS BANDEAU 140MM "PB" :

PAILLASSES HUMIDES "PBH" [SUITE]

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PBH8)




PAILLASSE D'EXTREMITE PBHE9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750 mm	900 mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PBHE9612	PBHE9712	PBHE9912	V	Verre émaillé bords libres
1500	PBHE9615	PBHE9715	PBHE9915	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1800	PBHE9618	PBHE9718	PBHE9918	G*	Grès pressé profil aéraluque PVC à l'avant
Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Possibilité d'angles arrondis*
nous consulter.

*sauf revêtements avec rive avant



PAILLASSE SOUS SORBONNE PBHS9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail	Revêtement:	
		Lettre à ajouter à la référence	
1200	PBHS9712	V	Verre émaillé profil aéraluque PVC à l'avant
1500	PBHS9715	G	Grès pressé profil aéraluque PVC à l'avant
1800	PBHS9718	T	TopLab 16mm
Profondeur tout compris			
	750 mm		+ 30 mm profil aéraluque PVC à l'avant

UN PEU D'HISTOIRE

Située à La Mure en Isère, à 40km de Grenoble, La société DONATI existe depuis 1953.

C'est Mr Lino DONATI qui en sera le créateur, d'abord sous forme d'une menuiserie artisanale, puis en 1973 l'entreprise familiale évoluera en s'industrialisant pour devenir une menuiserie d'agencement.

En 1994, Mr Dominique DONATI, fils de Lino DONATI, reprend la direction de l'entreprise, la faisant évoluer en menuiserie d'ameublement pour collectivités, en se spécialisant dans la fabrication de meubles en grande série.

De fil en aiguille, la société commence à mettre un pied dans le monde du laboratoire, puis les deux, pour devenir un acteur majeur du secteur de fourniture de mobilier de laboratoire en créant sa marque IBERIS®.

Mme Christèle MAGNIN, devient la Directrice Générale de la société en Juin 2016, suite au départ en retraite de Mr Dominique DONATI, qui reste Président de la société

Novatrice, la société DONATI met toute son expertise et sa technicité au service du client pour l'accompagner au quotidien, en proposant un mobilier robuste, élaboré avec des matériaux fabriqués en France.

Plus qu'une paillasse ou une sorbonne, DONATI c'est un savoir faire, un partenaire sur qui compter dans votre recherche de solutions d'aménagement de laboratoire.

DONATI Mobilier c'est l'expérience au service de vos projets.



2. PAILLASSES BOIS BANDEAU RÉDUIT “BR”:



Paillasse murale sèche



Paillasse humide
Laveries sur piètements



Paillasse centrales
sèches et humides



Paillasse d'extrémités
sèches et humides




Paillasse sous sorbonnes
sèches et humides

2. PAILLASSES BOIS BANDEAU RÉDUIT "BR": PAILLASSES SÈCHES "PRS"



Type A

pieds toute profondeur, pour paillasse centrale ou avec dossier tablette



Type B

pieds + rallonges 150mm permettant le passage des fluides à l'arrière de la paillasse en l'absence d'un dossier tablette

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PRS8)

Largeur en mm	Profondeur plan de travail				Revêtement:
	600 mm	750mm	900mm		Lettre à ajouter à la référence
	Type A		Type B		
600	PRS9606A	PRS9706A	PRS9706B	PRS9906B	S Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
750	PRS9607A	PRS9707A	PRS9707B	PRS9907B	F Post formé
900	PRS9609A	PRS9709A	PRS9709B	PRS9909B	V Verre émaillé bords libres
1200	PRS9612A	PRS9712A	PRS9712B	PRS9912B	B Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1500	PRS9615A	PRS9715A	PRS9715B	PRS9915B	G Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
1800	PRS9618A	PRS9718A	PRS9718B	PRS9918B	A Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm
	Profondeur tout compris				T TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	750mm	900 mm	+ 5 mm si bordure de rive

Exemple d'équipement complémentaires



Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier tablette (Prof paillasse + 150mm)



Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier (Prof paillasse + 19mm)

2. PAILLASSES BOIS BANDEAU RÉDUIT "BR":

PAILLASSES SÈCHES "PRS" (SUITE)





PAILLASSE D'EXTREMITE PRSE9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PRSE9612	PRSE9712	PRSE9912	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
1500	PRSE9615	PRSE9715	PRSE9915	V	Verre émaillé bords libres
1800	PRSE9618	PRSE9718	PRSE9918	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
				G*	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
	Profondeur tout compris			T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

*1: Pas d'arrondi sur le plan de travail avec bordure PVC

Possibilité d'angles arrondis*
nous consulter.


*sauf revêtements avec rive avant



PAILLASSE SOUS SORBONNE PRSS9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail		Revêtement:	
	750mm		Lettre à ajouter à la référence	
1200	PRSS9712		V	Verre émaillé profil aéraulique PVC à l'avant
1500	PRSS9715		G	Grès pressé profil aéraulique PVC à l'avant
1800	PRSS9718			
	Profondeur tout compris			
	750 mm			+ 30 mm profil aéraulique PVC à l'avant

2. PAILLASSES BOIS BANDEAU RÉDUIT "BR": PAILLASSES HUMIDES "PRH"




Largeur en mm	Profondeur plan de travail				Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm		Lettre à ajouter à la référence	
	Type A		Type B			
600	PRH9606A	PRH9706A	PRH9706B	PRH9906B	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
750	PRH9607A	PRH9707A	PRH9707B	PRH9907B	F	Post formé
900	PRH9609A	PRH9709A	PRH9709B	PRH9909B	V	Verre émaillé bords libres
1200	PRH9612A	PRH9712A	PRH9712B	PRH9912B	B	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1500	PRH961A	PRH9715A	PRH9715B	PRH9915B	G	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
1800	PRH9618A	PRH9718A	PRH9718B	PRH9918B	A	Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm
	Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm		900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PRH8)

2. PAILLASSES BOIS BANDEAU RÉDUIT "BR": PAILLASSES HUMIDES "PRH"(SUITE)

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PRH8)




PAILLASSE D'EXTREMITÉ PRHE9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PRHE9612	PRHE9712	PRHE9912	V	Verre émaillé bords libres
1500	PRHE9615	PRHE9715	PRHE9915	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1800	PRHE9618	PRHE9718	PRHE9918	G*	Grès pressé profil aéralulique PVC à l'avant
Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Possibilité d'angles arrondis*
nous consulter.


*sauf revêtements avec rive avant




PAILLASSE SOUS SORBONNE PRHS9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail	Revêtement:	
		Lettre à ajouter à la référence	
1200	PRHS9712	V	Verre émaillé profil aéralulique PVC à l'avant
1500	PRHS9715	G	Grès pressé profil aéralulique PVC à l'avant
1800	PRHS9718	T	TopLab 16mm
Profondeur tout compris			
	750 mm		+ 30 mm profil aéralulique PVC à l'avant


3. PAILLASSES PIEDS EN C "PC":



Paillasse murale sèche




Paillasse humide
Laverie sur piètements




Paillasse d'extrémités
sèches et humides

3. PAILLASSES PIEDS EN C "PC": PAILLASSES SÈCHES "PCS"



Type A

pieds toute profondeur, pour paillasse centrale ou avec dossier et tablette




Type B

pieds + rallonges 150mm permettant le passage des fluides à l'arrière de la paillasse


Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PCS8)

Largeur en mm	Profondeur plan de travail				Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm		Lettre à ajouter à la référence	
	Type A		Type B			
600	PCS9606A	PCS9706A	PCS9706B	PCS9906B	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
750	PCS9607A	PCS9707A	PCS9707B	PCS9907B	F	Post formé
900	PCS9609A	PCS9709A	PCS9709B	PCS9909B	V	Verre émaillé bords libres
1200	PCS9612A	PCS9712A	PCS9712B	PCS9912B	B	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1500	PCS9615A	PCS9715A	PCS9715B	PCS9915B	G	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
1800	PCS9618A	PCS9718A	PCS9718B	PCS9918B	A	Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm
	Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	750mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Exemple d'équipements complémentaires



Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier et tablette (Prof paillasse + 150mm)



Type A: plan W 600 ou 750 avec option dossier (Prof paillasse + 19mm)

3. PAILLASSES PIEDS EN C "PC":

PAILLASSES SÈCHES "PCS" [SUITE]




PAILLASSE D'EXTREMITE PCSE9

Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PCSE9612	PCSE9712	PCSE9912	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
1500	PCSE9615	PCSE9715	PCSE9915	V	Verre émaillé bords libres
1800	PCSE9618	PCSE9718	PCSE9918	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
				G*	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
	Profondeur tout compris			T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Possibilité d'angles arrondis*
nous consulter.


*sauf revêtements avec rive avant



Nota Bene :

Pour des raisons de sécurité, les paillasses sous sorbonnes, sèches ou humides, ne peuvent être équipées de piètements de type « C ». Référez vous au chapitre « paillasses bandeau réduit » pour trouver la référence de paillasse sous sorbonne adéquat.

3. PAILLASSES PIEDS EN C "PC": PAILLASSES HUMIDES "PCHE"




Composez votre paillasse humide
Choisissez votre structure, votre revêtement ,
puis la cuve adéquate et votre robinetterie dans
le catalogue des accessoires

Largeur en mm	Profondeur plan de travail				Revêtement:	
	600 mm	750 mm	900 mm		Lettre à ajouter à la référence	
	Type A		Type B			
600	PCH9606A	PCH9706A	PCH9706B	PCH9906B	S	Stratifié chants plats (sauf profondeur 900mm)
750	PCH9607A	PCH9707A	PCH9707B	PCH9907B	F	Post formé
900	PCH9609A	PCH9709A	PCH9709B	PCH9909B	V	Verre émaillé bords libres
1200	PCH9612A	PCH9712A	PCH9712B	PCH9912B	B	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1500	PCH961A	PCH9715A	PCH9715B	PCH9915B	G	Grès pressé support 19 CTBH bordure PVC avant
1800	PCH9618A	PCH9718A	PCH9718B	PCH9918B	A	Dalle de grès 30mm prof 600 et 750mm
	Profondeur tout compris				T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm			+ 5 mm si bordure de rive

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PCH8)

3. PAILLASSES PIEDS EN C "PC": PAILLASSES HUMIDES "PCHE" (SUITE)



Largeur en mm	Profondeur plan de travail			Revêtement:	
	600 mm	750mm	900mm	Lettre à ajouter à la référence	
1200	PCHE9612	PCHE9712	PCHE9912	V	Verre émaillé bords libres
1500	PCHE9615	PCHE9715	PCHE9915	B*	Verre émaillé bordure PVC à l'avant
1800	PCHE9618	PCHE9718	PCHE9918	G*	Grès pressé profil aéronautique PVC à l'avant
	Profondeur tout compris			T	TopLab 16mm
	600 mm	750 mm	900 mm		+ 5 mm si bordure de rive

Hauteur standard du plan de travail : 900mm. Possibilité en 800mm en fabrication spéciale (PCH8)